



RC3-1

Mode d'emploi de la commande à distance RC3-1

Dans ce mode d'emploi, la commande à distance ou autres accessoires peuvent être représentés différemment des objets que vous avez en votre possession. En outre, nous nous réservons le droit d'apporter des changements.



Les aides auditives et leurs accessoires ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Contactez le distributeur Widex de votre pays pour savoir comment vous devez vous débarrasser de votre aide auditive.

Sommaire

Nous vous félicitons de votre nouvelle acquisition	4
RC3-1	6
Information concernant la pile	8
Le type de pile	8
L'insertion de la pile	9
Le remplacement de la pile	9
L'interrupteur Marche/Arrêt	10
Position initiale	10
L'intensité sonore	11
Silencieux.	14
Les programmes d'écoute	16
Enregistrement à court terme	21
L'entretien	22
Conseils	24
Si votre commande à distance RC3-1 ne fonctionne pas	25
Équipement supplémentaire	26
Conformité réglementaire	28

Nous vous félicitons de votre nouvelle acquisition


Vous avez choisi une commande à distance pour votre aide auditive Widex. Félicitations ! Ce mode d'emploi contient des informations sur la façon dont vous devez manipuler votre commande à distance. Nous vous conseillons de lire entièrement ce mode d'emploi afin de tirer pleinement profit de votre nouvelle commande à distance RC3-1.

Votre commande à distance RC3-1 est un équipement auxiliaire de votre aide auditive. Vous pouvez sans problème utiliser votre aide auditive sans commande à distance, elle vous permet simplement de la gérer d'une autre façon. Les avantages d'une commande à distance RC3-1 de Widex sont :

- Les touches plus larges de la commande à distance sont plus faciles à manipuler que les petites touches de l'aide auditive.
- Les touches sur lesquelles vous devez appuyer sont bien visibles contrairement à celles se trouvant sur votre aide auditive logée dans/sur votre oreille.
- Vous pouvez gérer discrètement votre aide auditive, par exemple en mettant votre commande à distance dans votre poche de vêtement ou dans votre sac.
- Vous pouvez régler le volume et choisir votre programme avec un intra-profond.

RC3-1

Votre commande à distance RC3-1 est un petit ordinateur qui comprend des données pour les différents réglages de votre aide auditive. Elle est également munie d'un émetteur radioélectrique qui envoie des messages à l'aide auditive. Il n'est pas nécessaire que l'aide auditive et la commande à distance puissent "se voir". La portée d'émission est d'environ 1 mètre.



-
1. **Le contrôle de volume.** Les touches [+] et [-] servent à régler le volume.
 2. **Le commutateur de programmes.** Les touches [1], [2] et [3] servent à sélectionner un programme. Votre RC3-1 peut au maximum avoir 3 programmes.
 3. **La fonction marche/arrêt.** La touche [1] sert à allumer la commande à distance. La touche [1] sert également à mettre la commande à distance en position initiale : P1 V9.
 4. **L'écran,** qui indique le programme sélectionné (P indiquant le programme), l'intensité sonore (V indiquant le volume) et l'état de la pile de la commande à distance.
 5. **Une protection transparente** munie d'orifices pour les touches. La protection peut être dépliée pour allonger la commande à distance et pour, de ce fait, pouvoir la tenir plus facilement. Les touches sont ainsi un peu plus hautes et plus faciles à sentir. Le risque d'appuyer sur une mauvaise touche est moindre.
 6. **Le couvercle du logement de pile.**

Information concernant la pile

Le type de pile

Le type de pile recommandé pour votre commande à distance RC3-1 est :


Lithium CR 2032

Votre RC3-1 utilise deux piles CR2032.

Demandez conseil à votre audioprothésiste avant d'acheter vos piles. Veuillez noter la date inscrite sur l'emballage, elle indique la date limite d'utilisation des piles. Vous trouverez également des recommandations sur la façon dont vous devez vous débarrasser des piles après utilisation. La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d'utilisation de la commande à distance.

L'insertion de la pile

Les piles de votre RC3-1 sont placées de façon à ce que le signe (+) soit tourné vers le haut.



Le remplacement de la pile


Vous devez toujours changer les deux piles. Vous pouvez voir l'état de la pile sur l'écran.



Lorsque la pile est sur le point d'être épuisée, ce symbole s'affichera en permanence sur l'écran. Si le symbole apparaît brièvement sur l'écran, il n'est pas nécessaire de changer les piles.

L'interrupteur Marche/Arrêt


La commande à distance RC3-1 s'allume en appuyant environ $\frac{1}{2}$ seconde sur la touche [1]. Elle s'éteint automatiquement après 15 secondes. En collaboration avec votre audioprothésiste, vous pouvez déterminer une autre durée après laquelle votre aide auditive s'éteindra.



Position initiale

Lorsque la commande à distance RC3-1 est allumée, vous pouvez mettre l'appareil en position initiale, P1 V9, en appuyant pendant environ 2 secondes sur la touche [1].

L'intensité sonore




Vous pouvez régler l'intensité sonore grâce aux touches [+] et [-]. L'intensité sonore peut être réglée sur 13 niveaux. 0, le minimum, rend l'appareil silencieux et 13 est le maximum. Au départ, l'intensité sonore est réglée sur 9, 9 étant le réglage standard sur lequel l'aide auditive reviendra

toujours. Si, par exemple, vous avez choisi le programme d'écoute 2 et une intensité sonore de 6 et que, par la suite, vous passez à un autre programme d'écoute, l'intensité sonore du nouveau programme sera automatiquement de 9.


Lorsque vous ajustez le son, vous pouvez choisir de le faire par pression brève pour passer d'un niveau à l'autre à la fois. Vous pouvez également maintenir la touche [+] ou [-] enfoncée jusqu'à ce que vous ayez atteint l'intensité sonore souhaitée.

Réglage de l'intensité sonore si vous n'avez qu'une seule aide auditive



Nous supposons que la commande à distance est éteinte et qu'elle démarre avec le programme 1 et un volume de 9. Appuyez sur la touche [1] pendant environ ½ seconde. L'écran montre désormais la position initiale P1 V9. Les touches [+] [-] servent à régler l'intensité sonore selon vos besoins. La commande à distance s'éteint automatiquement après environ 15 secondes.

Réglage de l'intensité sonore si vous avez deux aides auditives




Nous supposons que la commande à distance est éteinte et qu'elle démarre avec le programme 1 et un volume de 9. Appuyez sur la touche [1] pendant environ ½ seconde. L'écran affiche désormais la position initiale : P1 V9. Vous pouvez choisir de régler l'intensité sonore à l'aide des touches [+] et [-]. Votre choix sera valable pour les deux aides auditives. La commande à distance s'éteint automatiquement après environ 15 secondes.

Silencieux


Vous pouvez également utiliser votre RC3-1 pour éteindre complètement le son de votre aide auditive.

Si vous souhaitez mettre un seul appareil en réglage silencieux




Nous supposons que la commande à distance est éteinte et qu'elle démarre avec le programme 1 et un volume de 9. Appuyez sur la touche [1] pendant environ ½ seconde. Puis, appuyez sur la touche [1] et maintenez-la enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche [-]. Sur l'écran, à côté de V s'affiche désormais le chiffre 0. Pour augmenter de nouveau le volume sonore, appuyez sur la touche [+]. L'intensité sonore reviendra en position initiale (9).

Si vous souhaitez mettre deux aides auditives en réglage silencieux



Nous supposons que la commande à distance est éteinte et qu'elle démarre avec le programme 1 et un volume de 9. Appuyez sur la touche [1] pendant environ ½ seconde. L'écran affiche désormais la position initiale : P1 V9. Puis, appuyez sur la touche [1] et maintenez-la enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche [-]. Sur l'écran, à côté de V s'affiche désormais le chiffre 0. Ce chiffre vaut pour les deux aides auditives.

Les programmes d'écoute



Avec votre commande à distance RC3-1, vous pouvez sélectionner jusqu'à trois programmes d'écoute. Vous aurez déterminé en collaboration avec votre audioprothésiste les programmes qui vous conviennent. Si vos besoins changent avec le temps, vous pourrez modifier votre choix. Pour chan-

ger de programme, appuyez sur les touches [1], [2] et [3]. Sur l'écran, vous pouvez voir le programme que vous avez choisi. Il s'affiche à côté de P (programme). Mais vous pouvez également entendre des petits bips sonores qui indiquent le programme que vous avez choisi. Les bips sonores indiquent :

Programme 1 : Un bip sonore bref


Programme 2 : Deux bips sonores brefs

Programme 3 : Trois bips sonores brefs

Le nombre de bips sonores dépend du nombre de programmes que vous avez choisis en collaboration avec votre audioprothésiste. Avec l'aide de votre audioprothésiste, vous pouvez indiquer ci-dessous les programmes d'écoute que vous avez choisis :


Programme	Le nom du programme dans l'aide auditive	Commentaires
1		
2		
3		

Le choix du programme d'écoute si vous n'avez qu'une seule aide auditive



Nous supposons que la commande à distance est éteinte et qu'elle démarre avec le programme 1 et un volume de 9. Appuyez sur la touche [1] pendant environ ½ seconde. Grâce aux touches [1], [2] et [3], choisissez le programme d'écoute avec lequel vous souhaitez écouter. La commande à distance s'éteint automatiquement après environ 15 secondes.

Le choix du programme d'écoute si vous avez deux aides auditives



Nous supposons que la commande à distance est éteinte et qu'elle démarre avec le programme 1 et un volume de 9. Appuyez sur la touche [1] pendant environ ½ seconde. Grâce aux touches [1], [2] et [3], vous choisissez le programme d'écoute avec lequel vous souhaitez écouter. Votre choix sera valable pour les deux aides auditives.

La commande à distance s'éteint automatiquement après environ 15 secondes.

Important: Si vous utilisez indifféremment la commande à distance et les touches situées sur l'aide auditive lorsque vous voulez régler l'intensité sonore et changer de programme d'écoute, vous devez être attentif au fait que la commande à distance annule les réglages que vous effectuez manuellement sur l'aide auditive.


Un exemple : Vous réglez l'intensité sonore ou choisissez un programme d'écoute à l'aide de la commande à distance. La commande à distance s'éteint et, entre-temps, vous réglez l'intensité sonore et le programme d'écoute à l'aide des touches situées sur l'aide auditive.

Lorsque vous rallumerez la commande à distance, elle redonnera à l'aide auditive le réglage qu'elle avait avant que la commande à distance ne s'éteigne et avant vos modifications manuelles du réglage de l'aide auditive.

Enregistrement à court terme

La commande à distance RC3-1 vous permet d'enregistrer des situations d'écoute précises vous posant problème. L'audioprothésiste peut ensuite analyser ces situations au moyen de son logiciel. L'enregistrement est déclenché depuis la commande à distance. Il est effectué par l'aide auditive et dure une minute.

L'enregistrement a lieu ainsi :






Lorsque la commande à distance est activée ou désactivée : appuyez sur la touche du milieu [1] de la commande à distance et maintenez-la enfoncée. Appuyez également sur la touche en bas à droite [3].

Votre aide auditive commence alors à enregistrer des situations acoustiques. Le temps d'analyse à court terme restant s'affiche sur l'écran de la commande à distance. En cas de nouvel enregistrement, l'enregistrement précédent est effacé.

L'entretien

Vous prolongerez la durée de vie de votre commande à distance RC3-1 si vous l'entretenez correctement. Nous vous conseillons de suivre les instructions suivantes:

- Prenez le plus grand soin de votre commande à distance. Lorsque vous n'utilisez pas votre commande à distance, placez-la dans un endroit frais et sec. Ne la laissez pas à portée des enfants ou des animaux domestiques.
- N'exposez jamais votre commande à distance à des températures trop élevées ou à trop d'humidité.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre commande à distance vous-même.
- Nettoyez la commande à distance avec un chiffon doux. N'utilisez jamais d'eau, ni de produits de nettoyage.



-
- Ne gardez pas votre commande à distance sur vous lors de traitement avec appareils à ultrasons, rayons X, RM, TDM ou autres. Certains types de rayonnements peuvent endommager votre commande à distance. Ne mettez jamais votre commande à distance dans un four à micro-onde. La radiation provenant par exemple des systèmes de surveillance, des alarmes de sécurité et des téléphones portables est plus faible et n'endommagera pas votre commande à distance.
 - La commande à distance RC3-1 n'est pas homologuée pour être utilisée dans des mines ou autres lieux où il y a présence de gaz explosifs.

Conseils

- Votre commande à distance et ses accessoires ne doivent jamais être laissés à portée de main des enfants qui risqueraient de les porter à la bouche. Ne laissez pas non plus les piles à portée de main des enfants et prenez soin de faire disparaître les piles épuisées. Ne changez pas les piles devant un enfant, et ne le laissez pas voir où vous gardez vos piles de réserve.
- Ne mettez jamais les piles dans votre bouche, vous risqueriez de les avaler. En cas d'ingestion, contactez votre médecin.

Si votre commande à distance RC3-1 ne fonctionne pas

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils en cas de dysfonctionnement de votre commande à distance. Vous pouvez vous-même vérifier ce qui suit avant de contacter votre audioprothésiste.


Si votre RC3-1 ne fonctionne pas, cela peut être dû aux raisons suivantes :

- Il ne se passe rien lorsque vous appuyez sur les touches. Dépliez le couvercle de protection pour accéder plus facilement aux touches.
- Les piles ne sont pas correctement insérées. Otez les deux piles et placez-les correctement.
- Les piles sont épuisées. Changez-les.
- Les piles de votre aide auditive sont épuisées. Changez-les.
- La liaison entre l'(les) aide(s) auditive(s) et la commande à distance n'est pas stable. Éteignez et rallumez votre (vos) aide(s) auditive(s).

Équipement supplémentaire

Votre RC3-1 peut être assortie des équipements supplémentaires suivants :


- Un couvercle du logement de pile avec pince
- Un étui pour la commande à distance
- Un cordon pour le couvercle du logement de pile avec pince



Version avec pince




Etui



Cordon

La version avec pince est assortie d'une autre pince pour ceinture de façon à pouvoir fixer votre RC3 sur votre ceinture ou sur votre pantalon, et d'un "œillet" où vous pouvez passer votre cordon RC3, si vous souhaitez suspendre votre RC3 autour du cou.

Remplacement du couvercle de pile



Lorsque vous devez remplacer le couvercle de pile, vous devez également remplacer une petite vis. Sous le couvercle de pile standard se trouve une petite vis. Vous devez l'ôter avant d'installer la version avec pince. Lorsque vous avez installé la version avec pince, vous devez la fixer à l'aide de la longue vis (voir l'illustration) livrée avec la version avec pince du couvercle de pile.

Posez le couvercle comme nous le montrons sur l'illustration. Le couvercle s'enfoncera alors facilement à sa place.

Conformité réglementaire

Déclaration de conformité

Nous, Widex A/S
Ny Vestergaardsvej 25
3500 Vaerloese
Danemark

déclarons sous notre seule responsabilité que les produits
Class 2 :

Série : **RC3**
Commençant par le numéro de série 10.000

Modèles : RC3-1 Commande à distance
RC3-2 Commande à distance

sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de :

la directive R&TTE 1999/5/CE du 9 mars 1999

et aux normes suivantes :

EN 300 330-2 V1.1.1

EN 301 489-1 V1.4.1 et EN 301 489-3 V1.4.1

EN 60601-1-2:2001

IEC 60601-1-2:2001

Vaerloese, le 2 décembre 2008


Date et lieu d'émission



Jan Tøpholm
Président

Au sein de l'Union européenne, le produit est destiné à être utilisé dans les états membres suivants :

AT	BE	BG	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI
FR	GB	GR	HU	IE
IT	LT	LU	LV	MT
NL	PL	PT	RO	SI
SE	SK			

CE 0459 

WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø
Denmark • www.widex.com



Printed by HTO / 2009-01
9 514 0065 003 #03