

coselgi™  unia

GEBRUIKSAANWIJZING **DE COSELGI UNIA™-FAMILIE**

Model U-CIC/U-CIC TR
Volledig-in-het-kanaal



UW COSELGI®-HOORTOESTEL

(In te vullen door de audicien)

Ontluchtingsk Kort
anaal:

Volledige lengte Geen

CIC

Uw hoortoestelserie:

PROGRAMMA'S

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Universal | <input type="checkbox"/> Lineaire frequentieoverdracht |
| <input type="checkbox"/> Quiet | <input type="checkbox"/> Lineaire frequentieoverdracht |
| <input type="checkbox"/> Transport | <input type="checkbox"/> Lineaire frequentieoverdracht |
| <input type="checkbox"/> Urban | <input type="checkbox"/> Lineaire frequentieoverdracht |
| <input type="checkbox"/> Party | <input type="checkbox"/> Lineaire frequentieoverdracht |
| <input type="checkbox"/> Music | <input type="checkbox"/> Lineaire frequentieoverdracht |

SPECIALE PROGRAMMA'S

- | | |
|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Zen | <input type="checkbox"/> Lineaire frequentieoverdracht |
| <input type="checkbox"/> Phone | <input type="checkbox"/> Lineaire frequentieoverdracht |
-

SMARTTOGGLE-PROGRAMMA

Zen+

Lineaire frequentieoverdracht

LET OP

De programmanamen in de tabel zijn de standaardnamen. Als u ervoor hebt gekozen om andere beschikbare namen te gebruiken, dan raden wij aan de nieuwe namen in de tabel te noteren. Op die manier weet u altijd welke programma's u in uw hoortoestellen hebt.

INHOUD

UW HOORTOESTEL.....	6
Welkom.....	6
Uw hoortoestel in een oogopslag.....	6
Belangrijke veiligheidsinformatie.....	8
HET HOORTOESTEL.....	11
Gebruiksindicaties.....	11
Bedoeld gebruik.....	11
De batterij.....	11
Indicatie bijna lege batterij.....	12
Batterij verwisselen.....	12
Geluidssignalen.....	13
Verloren partnerhoortoestel	14
Links en rechts onderscheiden.....	14
Het hoortoestel in- en uitschakelen.....	15
Uw hoortoestel plaatsen en verwijderen.....	16
Het hoortoestel verwijderen	16
Het geluid aanpassen.....	16
Programma's.....	17
Het Zen-programma.....	19
Veranderen van programma.....	20

REINIGEN.....	21
Instrumenten.....	21
Het hoortoestel reinigen.....	21
Het oorsmeerfilter.....	24
ACCESSOIRES.....	27
PROBLEMEN OPLOSSEN.....	28
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN.....	31
EG-richtlijnen.....	31
Richtlijn 2014/53/EU.....	31
Informatie over afvoer.....	31
SYMBOLEN.....	32

UW HOORTOESTEL

Welkom


Gefeliciteerd met uw nieuwe hoortoestel.

Zorg ervoor dat u uw hoortoestel regelmatig gebruikt, ook al kan het even wennen zijn. Mensen die hun hoortoestel maar af en toe gebruiken, halen vaak niet alles eruit wat erin zit.


LET OP

Uw hoortoestel en de accessoires kunnen er anders uitzien dan afgebeeld in deze gebruiksaanwijzing. We behouden ons tevens het recht voor om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen.

Uw hoortoestel in een oogopslag



1. Microfoonopeningen
2. Batterijklep (aan/uit-functie)
3. Nagelgrip
4. Geluidsuitgang



5. Oorsmeerfilter

6. Trekkoord

7. Ontluchtingskanaal (kort)

8. Ontluchtingskanaal (volledige lengte)

9. Links-/rechtsmarkering Blauw geeft uw linker
hoortoestel aan en rood uw rechter.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze pagina's aandachtig door voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.



Hoortoestellen en batterijen kunnen gevaarlijk zijn indien ze worden ingeslikt of niet juist worden gebruikt. Inslikken of onjuist gebruik kan resulteren in ernstig letsel of zelfs overlijden. Neem bij inslikken onmiddellijk contact op met uw lokale alarmnummer of ziekenhuis.



Haal uw hoortoestellen uit uw oren als u ze niet gebruikt. Dat helpt bij het doorluchten van de gehoorgang en voorkomt oorontstekingen.



Neem direct contact op met uw huisarts of audicien als u vermoedt dat u een oorontsteking of allergische reactie hebt.



Voelt het hoortoestel niet comfortabel aan of past het niet goed en veroorzaakt het irritatie, roodheid of iets dergelijks, neem dan contact op met uw audicien.



Verwijder uw hoortoestellen, voordat u gaat douchen, zwemmen of een haardroger gaat gebruiken.



Zorg ervoor dat u uw hoortoestellen niet in hebt als u parfum, spray, gel, lotion of crème opbrengt.



Maak uw hoortoestel niet droog in een magnetron, omdat het daardoor kapot zal gaan.



Gebruik nooit hoortoestellen van andere mensen en laat nooit andere mensen uw toestellen gebruiken, omdat uw gehoor hierdoor beschadigd kan raken.



Gebruik uw hoortoestellen nooit in omgevingen waar sprake kan zijn van explosieve gassen, zoals in mijnen e.d.



Houd hoortoestellen en de bijbehorende onderdelen, accessoires en batterijen uit de buurt van kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.



Probeer nooit zelf het hoortoestel te openen of te repareren. Neem contact op met uw audicien als uw hoortoestel gerepareerd moet worden.



Uw hoortoestellen bevatten radiocommunicatietechnologie. Let altijd op de omgeving waarin u ze gebruikt. Als er bepaalde beperkingen gelden, moet u de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om hieraan te voldoen.



Uw toestel is ontworpen om te voldoen aan de internationale normen voor elektromagnetische compatibiliteit. Het kan echter niet worden uitgesloten dat het interferentie met andere elektrische apparatuur kan veroorzaken. Mocht u last hebben van interferentie, dan raden wij u aan een bepaalde afstand aan te houden tot andere elektrische apparaten.



Stel uw hoortoestellen niet bloot aan extreme temperaturen of een hoge luchtvochtigheid en maak ze snel droog als ze nat worden of als u flink zweet.



Let op: het met hoog volume streamen van geluid naar uw hoortoestellen kan ervoor zorgen dat u andere belangrijke geluiden, zoals alarmen en verkeersgeluiden, niet hoort. Zorg er in dergelijke situaties voor dat het volume van het gestreamde geluid een geschikt niveau heeft.

Zorg er bij het transport en de opslag van uw hoortoestellen voor dat de temperatuur tussen -20 °C en 55 °C (-4 °F en 131 °F) blijft en de luchtvochtigheid tussen 10% en 95% rH.

Uw hoortoestellen zijn ontwikkeld om te functioneren binnen de temperatuur-, vochtigheid- en atmosferische bereiken van 0-50 °C (32-122 °F), 10-95% rH en 750 tot 1060 mbar.

U vindt technische informatiebladen en aanvullende informatie over uw hoortoestellen op: www.coselgi.com.

HET HOORTOESTEL

Gebruiksindicaties

De hoortoestellen zijn bedoeld voor personen ouder dan 36 maanden met een gehoorverlies waarvan de mate kan variëren van licht (10 dB HL) tot ernstig (90 dB HL) en alle configuraties van gehoorverlies.

De toestellen dienen te worden voorgeschreven/aangepast door hiertoe bevoegde personen (audiologen, audiciens, KNO-artsen) die zijn opgeleid op het gebied van hoorrevalidatie.

Bedoeld gebruik

De hoortoestellen zijn bedoeld als zgn. luchtgeleidingshoortoestellen voor alledaagse luistersituaties. De hoortoestellen kunnen zijn voorzien van het Zen-programma, bedoeld om een ontspannende 'geluidsachtergrond' te bieden (d.w.z. muziek-/ruisbron) voor volwassenen die naar een dergelijke achtergrond willen luisteren in een rustige omgeving.

De batterij

Gebruik een **type 10** zink-luchtbatterij voor uw hoortoestel.

Gebruik altijd een geheel nieuwe batterij die exact overeenkomt met het type dat wordt aangeraden door uw audicien.

LET OP

Controleer of de batterij helemaal schoon is zonder resten voordat u hem in het hoortoestel aanbrengt. Als u dit niet doet, werkt uw hoortoestel mogelijk niet naar behoren.

Volg bij het afdanken van batterijen de instructies op de verpakking en let op de vervaldatum.



Probeer de batterijen voor uw hoortoestel nooit opnieuw op te laden; ze kunnen dan exploderen.




Laat een lege batterij nooit in de hoortoestellen zitten wanneer u die opbergt. Die kan dan gaan lekken en uw hoortoestel beschadigen.

Indicatie bijna lege batterij

Als de batterij leeg is, hoort u een geluidssignaal. Als de batterij plotseling leegloopt, hoort u mogelijk geen waarschuwing. Wij adviseren om altijd een reservebatterij mee te nemen.

Batterij verwisselen

U verwisselt de batterij als volgt:



Verwijder de sticker van de nieuwe batterij en zorg ervoor dat er geen lijmresten meer op zitten. Laat de batterij 60 seconden "ademen". Gebruik de nagelgrip om het batterijdeksel voorzichtig open te klappen en haal de oude batterij eruit.



Plaats vervolgens de nieuwe batterij in het deksel, zie afbeelding. Sluit het deksel. Als deze niet makkelijk dichtgaat, zit de batterij er niet goed in.

Verwijder de batterij als u het hoortoestel een paar dagen niet gebruikt.

LET OP

Probeer uw hoortoestel niet te laten vallen. Houd het hoortoestel boven een zachte ondergrond als u de batterij verwisselt.

Geluidssignalen

Uw hoortoestel speelt geluiden af om u erop te wijzen dat bepaalde functies zijn geactiveerd of dat u bent overgestapt op een ander programma. Bij deze geluiden kan het gaan om gesproken boodschappen of toontjes, afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren.

Programma 1	Bericht/één kort piepje
Programma 2	Bericht/twee korte piepjes
Programma 3	Bericht/drie korte piepjes
Programma 4	Bericht/één kort en één lang piepje
Programma 5	Bericht/één lang piepje en twee korte piepjes
Zen+	Bericht/toon

Vraag uw audicien om deze geluidssignalen uit te schakelen als u die niet nodig hebt.

Verloren partnerhoortoestel

(Alleen beschikbaar voor bepaalde modellen)

Uw audicien kan een functie in uw hoortoestel inschakelen die u waarschuwt als het toestel het contact met het hoortoestel in het andere oor verliest. U hoort dan een gesproken boodschap in uw oor.

Links en rechts onderscheiden

Het hoortoestel voor uw rechteroor heeft een rode markering. Het hoortoestel voor uw linkeroor heeft een blauwe markering.

Het hoortoestel in- en uitschakelen



Schakel het hoortoestel in door het batterijdeksel te sluiten en omhoog te drukken. Het hoortoestel geeft via een geluidssignaal aan dat het is ingeschakeld, tenzij uw audicien deze functie heeft uitgeschakeld.



Schakel het hoortoestel uit door het batterijdeksel omlaag te drukken.

LET OP

U kunt het hoortoestel ook in uw gesloten hand houden om te controleren of het is ingeschakeld. Als het ingeschakeld is, zal het nu fluiten. Schakel het hoortoestel uit als u het niet gebruikt.

Uw hoortoestel plaatsen en verwijderen




Sluit het batterijdeksel volledig. Houd het hoortoestel met uw duim en wijsvinger vast en breng het langzaam aan in uw oor tot u weerstand voelt.

Duw vervolgens met het puntje van uw wijsvinger voorzichtig het hoortoestel verder, totdat het comfortabel aanvoelt.

Het kan handig zijn om het buitenoor naar boven en naar achteren te trekken bij het inbrengen van het hoortoestel.

Het hoortoestel verwijderen



Gebruik het trekkoordje om het hoortoestel uit uw oor te halen.

LET OP

Als het hoortoestel er niet makkelijk uitgaat, beweegt u het voorzichtig naar beide kanten, terwijl u aan het trekkoordje trekt.

Het geluid aanpassen

Uw hoortoestel past het geluid automatisch aan de geluiden om u heen aan.

Als u een afstandsbediening hebt, kunt u het geluid ook handmatig aanpassen voor meer comfort of een betere hoorbaarheid, afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw audicien.

Afhankelijk van de instellingen en functies van het hoortoestel zullen uw geluidsaanpassingen van invloed zijn op beide hoortoestellen.

Elke keer dat u de volumeregeling gebruikt, is een pieptoontje hoorbaar, tenzij deze functie is uitgeschakeld door uw audicien. Telkens als u de maximale of minimale instelling bereikt, hoort u een aanhoudende toon.

Het hoortoestel dempen:

- Houd het onderste deel van de volumetoets op de afstandsbediening ingedrukt tot u het aanhoudende geluid hoort

Het geluid weer inschakelen:

- Druk op het bovenste deel van de volumetoets **of**
- verander van programma

Elke verandering van het volume wordt ongedaan gemaakt als u het hoortoestel uitschakelt of als u een ander programma kiest.

Programma's

PROGRAMMA	GEBRUIK
Universal	Voor dagelijks gebruik

PROGRAMMA**GEBRUIK**

Quiet

Speciaal programma voor luisteren in stille omgevingen

Transport

Voor het luisteren in situaties met lawaai van auto's, treinen enz.

Urban

Voor het luisteren in situaties met wisselende geluidsniveaus (supermarkten, rumoerige werkplekken e.d.)

Party

Voor het luisteren in situaties waarbij veel mensen tegelijk aan het praten zijn

Music

Voor het luisteren naar muziek

**SPECIALE
PROGRAMMA'S****GEBRUIK**

Zen

Speelt tonen of geruis af voor een ontspannende geluidsachtergrond

Phone

Dit programma is ontwikkeld voor het luisteren naar telefoongesprekken

Zen+

Dit programma is vergelijkbaar met Zen, maar u kunt ook naar andere soorten tonen of geruis luisteren

LET OP

De namen in de lijst met programma's zijn de standaardnamen. Uw audicien kan ook een andere programmaam uit een vooraf geselecteerde lijst selecteren. Op die manier kunt u in alle luistersituaties eenvoudiger het juiste programma selecteren.

Afhankelijk van uw gehoorverlies kan uw audicien de functie voor lineaire frequentieoverdracht activeren. Vraag uw audicien of dit misschien iets voor u is.

Als uw behoeften en voorkeuren in de loop van de tijd veranderen, kan uw audicien heel makkelijk uw programmaselectie aanpassen.

Het Zen-programma

Uw hoortoestel kan zijn voorzien van een uniek, optioneel luisterprogramma dat Zen heet. Dit programma zorgt voor muzikale klanken (en/of een ruisend geluid) op de achtergrond.



Als u een vermindering waarneemt in de luidheid en/of tolerantie van geluiden, als spraak minder duidelijk klinkt of als uw tinnitus verslechtert, dan moet u contact opnemen met uw audicien.



Het gebruik van het Zen-programma kan het horen van normale geluiden - zoals spraak - lastiger maken. Het programma moet niet worden gebruikt in situaties waarin juist het horen van dergelijke geluiden belangrijk is. Stel het hoortoestel in deze situaties in op een programma zonder Zen.

Veranderen van programma

Om het programma te veranderen, drukt u heel eenvoudig op de programmatoets van uw afstandsbediening.


Zen+

Voor dit programma drukt u op de programmatoets en houdt u die langer dan één seconde ingedrukt. Door vervolgens steeds kort te drukken, schakelt u door de verschillende Zen-stijlen. Om het programma af te sluiten, drukt u op de programmatoets en houdt u die langer dan één seconde ingedrukt.

REINIGEN

Instrumenten

Bij uw hoortoestel ontvangt u de volgende reinigingsinstrumenten.



1. Doekje
2. Borstel
3. Lang reinigingspennetje
4. Kort reinigingspennetje
5. Batterijmagneet

Het hoortoestel reinigen

Als u uw hoortoestel dagelijks reinigt, zal het efficiënter werken en comfortabeler aanvoelen.

Het hoortoestel



Afnemen met een zachte doek (bijvoorbeeld het doekje dat u van uw audicien hebt gekregen).

De geluidsuitgang




Verwijder zichtbaar oorsmeer **rond** de geluidsuitgang met het kleine borsteltje of het doekje. Probeer **nooit** het oorsmeerfilter te reinigen.

LET OP

Lukt het u niet om de geluidsuitgang te reinigen, neem dan contact op met uw audicien. Steek **nooit** voorwerpen in de geluidsuitgang, omdat hierdoor uw hoortoestel kapot kan gaan.

De microfoonopeningen




Open het batterijklepje en draai het hoortoestel zo, dat het klepje omlaag wijst (zie afbeelding). Steek het korte reinigingspennetje (nr. 4) van binnenuit door de microfoonopeningen op het klepje (zie afbeelding).

LET OP

Hebt u het vermoeden dat oorsmeer of vuil via de microfoon in het hoortoestel zelf is gekomen, neem dan contact op met uw audicien. Steek **nooit** een voorwerp in de microfoonopening.

Het ontluftingskanaal



Kort ontluftingskanaal: maak het ontluftingskanaal zo ver schoon als u met het lange einde van het reinigingspennetje (nr. 3) kunt komen.

Lang ontluftingskanaal: maak het ontluftingskanaal dagelijks schoon door het lange reinigingspennetje (nr. 3) helemaal door het kanaal te steken.

Als u klaar bent, laat u het hoortoestel openstaan om het te ventileren.



LET OP

Voor een juiste werking van uw hoortoestel is het belangrijk dat u het ontluftingskanaal schoon houdt, zonder oorsmeer, vuil en dergelijke. Maak het elke dag na gebruik schoon en raadpleeg uw audicien als het ontluftingskanaal verstopt is geraakt.

Maak uw hoortoestel snel droog als het nat is geworden of als u veel zweet. Sommige mensen gebruiken een speciale droogmodule, zoals de Widex PerfectDry Lux, als hulpmiddel om hun hoortoestellen droog en schoon te houden. Vraag uw audicien of dit iets voor u is.



Gebruik geen vloeistoffen of desinfectiemiddelen om uw hoortoestellen te reinigen.



Controleer uw hoortoestel dagelijks na gebruik op gebreken en maak het schoon. Als het hoortoestel stukgaat tijdens het dragen en kleine stukjes in uw gehoorgang achterlaat, dient u uw arts te raadplegen. Probeer de stukjes er nooit zelf uit te halen.


Het oorsmeerfilter

Het oorsmeerfilter helpt om het hoortoestel tegen het binnendringen van oorsmeer te beschermen. Gebruik altijd de oorsmeerfilters die Widex bij uw hoortoestel heeft geleverd.

Het oorsmeerfilter vervangen




Open de behuizing van het oorsmeerfilter, zie afbeelding.



Het oorsmeerfilter bestaat uit de volgende onderdelen:


1. Haakje
2. Nieuw oorsmeerfilter




Steek het haakje in het gebruikte oorsmeerfilter.

Houd het pennetje in een rechte hoek.

Trek het gebruikte oorsmeerfilter er loodrecht uit.



Plaats het nieuwe oorsmeerfilter in de opening van de geluidsuitgang en druk er voorzichtig tegenaan.



Trek het pennetje er recht uit.



Vraag uw audicien hoe vaak u het oorsmeerfilter moet vervangen.



Het oorsmeerfilter kan niet worden hergebruikt en is niet bedoeld om te worden gereinigd.



Zit een oorsmeerfilter los in het busje, verwijder het dan en gebruik een nieuw filter.



Als het oorsmeerfilter loslaat in het oor, laat u het verwijderen door uw arts of audicien. Probeer **NOOIT** het oorsmeerfilter zelf te verwijderen.

ACCESSOIRES

Voor uw hoortoestel is een reeks accessoires verkrijgbaar. Overleg met uw audicien of deze accessoires iets voor u zijn.

Naam	Gebruik
RC-DEX	afstandsbediening
TV-DEX	voor het luisteren naar tv en audioapparatuur
PHONE-DEX 2	voor eenvoudig gebruik als vaste telefoon
FM+DEX	voor het streamen van audio- en FM-signalen
UNI-DEX	voor een draadverbinding met mobiele telefoons
CALL-DEX	voor een eenvoudige draadloze verbinding met mobiele telefoons
COM-DEX	voor een draadloze verbinding met mobiele telefoons en andere apparaten via Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	om hoortoestelgebruikers spraak beter te laten horen in lastige luistersituaties

Uitsluitend in een aantal landen beschikbaar.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Op deze pagina's vindt u adviezen die u kunt volgen als uw hoortoestel niet of niet goed werkt. Neem contact op met uw audicien als het probleem blijft bestaan.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het hoortoestel is volledig stil	Toestel is niet ingeschakeld	Controleer of de batterij goed is geplaatst en of het batterijdeksel goed is gesloten.
	De batterij werkt niet	Plaats een nieuwe batterij in het hoortoestel
	De geluidsuitgang is verstopt	Raadpleeg het hoofdstuk over reiniging
	De microfoonopening is verstopt	Raadpleeg het hoofdstuk over reiniging
Het volume van het hoortoestel is niet luid genoeg	De geluidsuitgang is verstopt	Raadpleeg het hoofdstuk over reiniging
	Uw oor is verstopt met oorsmeer	Neem contact op met uw arts
	Uw gehoor kan zijn veranderd	Neem contact op met uw audicien/arts

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het hoortoestel fluit voortdurend	Uw oor is verstopt met oorsmeer	Neem contact op met uw arts
	Het is niet correct in de gehoorgang aangebracht	Haal het eruit en breng het opnieuw aan
	Het zit te los in de gehoorgang	Neem contact op met uw audicien
Het hoortoestel zit niet prettig	Het is niet correct in de gehoorgang aangebracht	Raadpleeg uw audicien
	Het past niet in de gehoorgang	Neem contact op met uw audicien
	Uw oorschelp of gehoorgang is pijnlijk	Het is belangrijk dat nieuwe gebruikers het hoortoestel in het begin niet te lang achter elkaar dragen. Neem 2-3 weken de tijd om aan het hoortoestel te wennen. Neem contact op met uw audicien als het pijnlijk blijft.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Uw hoortoestellen werken niet synchroon	De verbinding tussen de twee hoortoestellen is verbroken	Schakel ze uit en weer in
De hoortoestellen reageren niet correct op een verandering van programma of volume met het apparaat	<p>a. Het apparaat wordt gebruikt buiten het zendbereik</p> <p>b. Er is een bron met sterke elektromagnetische (EM) interferentie in de nabijheid</p> <p>c. Het apparaat en de hoortoestellen zijn niet gematcht</p>	<p>a. Houd het apparaat dichter bij de hoortoestellen</p> <p>b. Vergroot de afstand tot de bron van EM-interferentie</p> <p>c. Vraag uw audicien of het apparaat is gematcht met de hoortoestellen</p>
U hoort “onderbroken” spraak (aan en uit) van de hoortoestellen of geen spraak (gedempt) uit het andere hoortoestel.	<p>a. De batterij van één van de hoortoestellen is leeg</p> <p>b. Er is een bron met sterke elektromagnetische (EM) interferentie in de nabijheid</p>	<p>a. Vervang batterij in één of beide hoortoestellen</p> <p>b. Vergroot de afstand tot de bron van interferentie</p>

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

EG-richtlijnen

Richtlijn 2014/53/EU

Hierbij verklaart Coselgi A/S dat deze U-CIC/U-CIC-TR in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

De U-CIC/U-CIC-TR bevat een radiozender die werkt op 10,6 MHz, -54dBµA/m @10 m.

Een kopie van de conformiteitsverklaring in overeenstemming met 2014/53/EU is te vinden op:

www.coselgi.com



N26346

Informatie over afvoer

Gooi hoortoestellen, hoortoestelaccessoires en batterijen niet weg met huishoudelijk afval.

Hoortoestellen, batterijen en hoortoestelaccessoires moeten worden afgevoerd als elektrische en elektronische apparatuur, of worden afgegeven bij uw audicien.

SYMBOLLEN

Symbolen die regelmatig worden gebruikt door Coselgi A/S bij de etikettering van medische hulpmiddelen (labels/IFU/etc.)

Symbool Titel/beschrijving

I



Fabrikant

Het product wordt geproduceerd door de fabrikant waarvan de naam en het adres naast het symbool staan. Indien van toepassing wordt ook de productiedatum genoemd.



Catalogusnummer

Het catalogus-/artikelnummer van het product.



Zie de gebruiksaanwijzingen

In de gebruiksaanwijzingen staat belangrijke waarschuwinginformatie (waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen) die vóór gebruik van het product moet worden gelezen.



Waarschuwing

Tekst met een waarschuwingssymbool moet vóór gebruik van het product worden gelezen.



WEEE-markering

“Niet bij het reguliere afval”. Als het product wordt afgedankt, moet het voor recycling worden ingeleverd bij een inzamelpunt om te voorkomen dat de aanwezige gevaarlijke stoffen schade toebrengen aan het milieu of schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Symbool Titel/beschrijving



CE-markering

Het product voldoet aan de eisen in de Europese richtlijnen inzake het CE-keurmerk.



RCM-markering

Het product voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van elektrische veiligheid, EMC en radioband voor producten die op de Australische of Nieuw-Zeelandse markt worden gebracht.



Coselgi A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark
www.coselgi.com



Gebruiksaanwijzing no:
9 514 0506 007 02
uitgave:
2020-07

