

coselgi™mojo

사용설명서
COSELGI MOJO™ 제품군

MRR2D 모델
RIC/RITE
(Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear)



사용 중인 보청기

(구입처에서 작성할 것)

다음은 보청기에 사용 가능한 프로그램 목록입니다.

프로그램 사용에 관한 자세한 내용은 개인 맞춤편을 참조하십시오.

보청기 프로그램:

프로그램	선형 주파수 전위
<input type="checkbox"/> Universal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Quiet	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Comfort	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Transport	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Urban	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Impact	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Party	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Social	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Music	<input type="checkbox"/>

특수 프로그램**선형 주파수 전위** Zen Phone**SMARTTOGGLE 프로그램****선형 주파수 전위** Zen+

표 안의 프로그램 이름은 기본 이름입니다. 다른 이름을 사용하기로 한 경우 표에 새 이름을 적어 넣으십시오. 그렇게 하면 사용하는 보청기에 어떤 프로그램이 있는지 항상 알 수 있게 됩니다.

관련 지침 읽어보기

보청기를 사용하기 전에 이 소책자와 이어셋 소책자의 사용설명서를 꼼꼼히 읽으십시오. 충전기 사용설명서도 반드시 읽어 보십시오.

사운드 스트리밍 및 무선 제어

이 보청기는 스마트폰과 기타 장치를 DEX를 통해 사운드 스트리밍과 다이렉트 무선 제어할 수 있습니다. 도움이나 자세한 정보가 필요할 경우 구입처에 연락하시거나 다음을 방문하십시오.
www.coselgi.com.

이 보청기는 MOJO 앱과 무선으로 작동합니다. 당사는 이 보청기를 타사 앱에서 사용하거나 앱을 다른 장치와 함께 사용하는 경우 책임지지 않습니다. 앱에 대해서는 소책자를 참조하십시오.


목차


중요 안전 정보	6
사용 중인 보청기	8
시작하기.....	8
보청기 개요.....	9
작동 조건	10
사용 지침.....	10
충전식 배터리를 탑재한 보청기.....	10
용도.....	10
충전하기.....	11
사용 시간 및 충전 시간.....	11
작동 및 충전 조건.....	13
보관 및 운송 조건.....	14
일상적 사용	16
보청기 켜기 및 끄기.....	16
보청기 착용 및 분리.....	17
개인 맞춤	18
프로그램.....	18
Zen 프로그램.....	20
신호음.....	20
한쪽 보청기 분실.....	22


소리 및 프로그램 조정.....	22
보청기로 스마트폰 사용하기.....	25
스마트폰과 페어링.....	26
블루투스를 통해 스마트폰과 연결	26
보청기를 앱에 연결하는 방법.....	26
블루투스 연결을 끄는 방법.....	26
스마트폰 호환성.....	26
청소.....	27
도구.....	27
귀지 방지 마개.....	28
액세서리.....	29
문제 해결.....	30
항공기 여행.....	33
법률 정보.....	34
FCC 및 ISED 문구.....	34
EU 지침.....	37
2014/53/EU 지침.....	37
폐기 관련 정보.....	38
기호.....	39


중요 안전 정보


처음 보청기를 사용하기 전에 아래 내용을 꼼꼼히 읽어 보십시오.


 보청기와 배터리를 삼키거나 잘못 사용하면 위험할 수 있습니다. 삼키거나 잘못 사용하면 심하게 다칠 수 있으며, 심지어는 사망에 이를 수도 있습니다. 삼킨 경우 즉시 119에 전화를 걸거나 병원에서 처치를 받으십시오.


 사용하지 않을 때는 보청기를 빼십시오. 그렇게 하면 외이도에 공기가 잘 통해 귀 감염이 예방됩니다.


 귀 감염이나 알려지 반응이 의심되면 의사나 구입처에 즉시 문의하십시오.


 보청기가 편안하게 느껴지지 않거나 제대로 끼워지지 않아 자극이 있거나 발적 등이 발생하면 구입처에 문의하십시오.


 샤워나 수영을 하기 전에, 또는 헤어 드라이어를 사용하기 전에 보청기를 빼두십시오.


 향수, 스프레이, 젤, 로션 또는 크림을 바를 때 보청기를 착용하지 마십시오.


 보청기를 전자레인지에 넣어 말리지 마십시오. 그렇게 하면 보청기가 손상됩니다.


 절대 다른 사람의 보청기를 사용하거나 자신의 보청기를 다른 사람이 사용하게 하지 마십시오. 그렇게 하면 청력이 손상될 수 있습니다.


 광산과 같이 폭발성 가스가 있을 수 있는 환경에서는 절대로 보청기를 사용하지 마십시오.


 보청기, 보청기 부품, 액세서리 및 배터리는 아이들과 지적장애가 있는 사람의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.


 절대로 보청기를 직접 열거나 수리하지 마십시오. 보청기를 수리해야 하는 경우 구입처에 문의하십시오.


 보청기에는 무선 통신 기술이 포함되어 있습니다. 항상 사용하는 환경을 고려하십시오. 규제가 있다면 규제 사항을 위반하지 않도록 주의해야 합니다.

 본 장치는 국제 전자기 호환성 표준을 준수하도록 설계되었습니다. 하지만, 다른 전기 장비와 간섭을 일으킬 가능성은 여전히 존재합니다. 전자기 간섭이 발생할 경우, 다른 전기 장비와 거리를 두십시오.

 보청기로 스트리밍되는 높은 소리는 경고음이나 교통 소음과 같은 기타 중요 소리의 청취에 지장을 줄 수 있습니다. 이러한 경우, 스트리밍되는 소리의 볼륨을 적당하게 조절하십시오.

 보청기가 극단적인 온도나 높은 습도에 노출되지 않게 하고, 보청기가 젖거나 땀을 심하게 흘린 경우 신속하게 말리십시오.

 보청기를 청소할 때 어떤 종류의 액체나 살균제도 사용하지 마십시오.

 사용 후에는 매일 보청기를 청소하고 검사하여 깨지지 않았는지 확인하십시오. 보청기 착용 중 보청기가 손상되어 외이도에 작은 조각이 남아있는 경우, 의사의 진단을 받으십시오. 절대로 깨진 조각을 직접 빼려고 하지 마십시오.

사용 중인 보청기

시작하기

보청기를 구입해 주셔서 감사합니다.

이 보청기는 충전식 리튬 이온 배터리로 구동되며, 충전기 모델 WPT102과 함께 사용해야 합니다. 배터리가 내장된 방식이므로 배터리를 교체할 수 없습니다.


익숙해지는 데 시간이 좀 걸리겠지만, 보청기를 정기적으로 사용하시는 게 좋습니다. 자주 사용하지 않게 되면 보통은 보청기의 장점을 최대한으로 활용하지 못합니다.

주의사항


사용 중인 보청기와 액세서리가 이 소책자의 그림과 정확하게 일치하지 않을 수 있습니다. 또한 당사는 필요하다고 판단될 경우 수정할 권리가 있습니다.

보청기 개요

보청기는 이어셋이 있는 아래 첫 번째 그림과 같습니다. 이어셋은 수신기가 장착된 이어와이어와 이어팁으로 구성되며, 귀 속에 끼우는 보청기의 부품입니다.



1. 푸시 버튼/전원 켜기/끄기 ①
2. 수신기 장착된 이어와이어
3. 마이크론 그리드



1. 이어와이어 연결
2. 왼쪽/오른쪽 구분
3. 명판(모델 및 일련번호)

왼쪽/오른쪽 구분 색상에 따라 좌우를 구분할 수 있습니다. 왼쪽 귀의 보청기에는 파란색 표시가 있습니다. 오른쪽 귀의 보청기에는 빨간색 표시가 있습니다.

이어셋에 대한 자세한 내용은 이어셋 매뉴얼을 참조하십시오.

작동 조건

사용 지침

이 보청기는 생후 36개월 이상이고 청력 손실 심각도 범위가 최소 (0 dB HL)에서 고심도(115 dB HL)인 사람 및 모든 청력 손실 패턴에 대해 사용할 수 있습니다.

청력 관리 교육을 받은 공인 청력 관리 전문가(청능사, 보청기 전문가, 이비인후과 의사)가 보청기를 프로그래밍합니다.

충전식 배터리를 탑재한 보청기


충전식 배터리 보청기는 36개월 미만의 아동이나 지적장애가 있는 사람이 사용해서는 안 됩니다.

용도

본 보청기는 모든 청취 환경에서 공기 전도 증폭 장치로 사용하도록 고안되었습니다. 본 보청기에는 조용한 환경에서 소리를 듣고 싶어하는 성인들을 위해 편안한 배경음(음악/소음 발생원)을 제공하도록 고안된 Zen 프로그램이 내장될 수 있습니다.

충전하기

보청기는 매일 충전할 것을 권장합니다. 이 그림은 충전기의 전체적 모습을 보여줍니다.




1. 충전홈
2. 상태등
3. 힌지 커버
4. 마이크로 USB 포트

보청기 충전에 대한 자세한 내용은 충전기의 사용 설명서를 참조하십시오.

사용 시간 및 충전 시간

보청기를 반 시간 동안 충전하면 약 4시간 동안 사용할 수 있습니다. 보청기 완충까지 약 4시간이 소요됩니다.

보청기가 완충된 후 다음 번 충전까지 정상적인 작동 조건에서 최소 16시간 동안 사용할 수 있습니다.



저전력을 나타내는 경고음이 들리면 약 3-4시간 동안 정상적으로 사용할 수 있습니다. 배터리 전원이 매우 낮으면 보청기 전원이 꺼 집니다.

난청 수준, 사운드 환경 및 스트리밍은 예상 사용 시간에 영향을 미치는 요인입니다. 예를 들어, 스트리밍 서비스를 사용하는 경우 보청기의 사용 시간이 줄어듭니다.

작동 및 충전 조건

보청기는 일상적인 상황에서 작동하도록 설계되었으며, 사용자에게 편안한 환경 조건에서 작동합니다. 비행 중에는 보청기 착용이 가능하지만 샤워나 수영 또는 취침하기 전에는 분리해두어야 합니다.

작동 조건

	최소	최대
온도	0°C(32°F)	40°C(104°F)
습도	10% rH	95% rH
대기압	750 mbar	1060 mbar

충전 조건

	최소	최대
온도	0°C(32°F)	30°C(86°F)
습도	10% rH	95% rH

미사용 시 장기 보관

보청기를 장기간 착용하지 않을 경우, 보청기를 완전히 충전한 후 보청기 구입 시 제공된 케이스에 보관하십시오. 보관하기 전에 반드시 보청기를 꺼두십시오.

6개월마다 보청기를 충전하여 배터리가 복구 불가능한 방전 상태가 되는 것을 피해야 합니다. 방전된 배터리는 더 이상 충전할 수 없으며 교체해야 합니다. 따라서 매 6개월이 되기 전에 미리 충전하시기를 권장합니다.

보관 및 운송 조건

보청기는 고온과 같은 극한 환경 조건에 민감합니다. 직사광선에 노출된 상태로 저장하거나 운송해서는 안 되며, 다음 조건에서만 보관 또는 운송해야 합니다.

보관 조건

	최소	최대
온도	10°C(50°F)	40°C(104°F)*
습도	20% rH	80% rH

*권장 온도는 10°C - 25°C입니다.

운송 조건

	최소	최대
온도	-20°C(-4°F)	55°C(131°F)

	최소	최대
습도	10% rH	95% rH

www.coselgi.com에서 보청기에 대한 기술 데이터 시트와 추가 정보를 찾아볼 수 있습니다.

일상적 사용

보청기 켜기 및 끄기

보청기를 켜는 두 가지 방법:

1. 푸시 버튼을 몇 초 간 길게 누릅니다. 몇 초 후에 보청기가 켜졌음을 알리는 신호음이 울립니다. 이 신호음은 청력 관리 전문가와 상의하여 비활성화할 수 있습니다.
2. 보청기에서 충전기를 빼면 보청기가 몇 초 후에 자동으로 꺼집니다. 보청기가 켜졌음을 알리는 신호음이 울립니다.


보청기를 끄는 두 가지 방법:

1. 보청기를 충전기에 꽂으면 충전이 시작됩니다.
2. 푸시 버튼을 몇 초 간 길게 누릅니다. 마지막 신호음이 울립니다.

보청기 착용 및 분리



1. 이어와이어의 아래쪽을 잡고 이어셋을 귓속에 삽입합니다. 외이를 위쪽과 뒤쪽으로 동시에 당기면 도움이 됩니다.
2. 그런 다음 보청기를 귀 뒤에 겁니다. 보청기는 머리쪽에 가깝게 귀에 편안하게 안착되어야 합니다.



먼저 귀 뒤에서 보청기를 뺍니다. 그런 다음 이어와이어의 아래쪽을 잡고 이어셋을 조심스럽게 외이도에서 뺍니다.

보청기는 다른 종류의 이어셋을 사용하여 착용할 수 있습니다. 이어셋에 대한 자세한 내용은 별도의 이어셋 매뉴얼을 참조하십시오.

개인 맞춤

프로그램

다음은 사용자가 선택할 수 있는 프로그램의 개요입니다. 자세한 내용은 구입처에 문의하십시오.

프로그램	용도
Universal	모든 상황에서 최적의 사운드에 초점을 맞춘 자동 프로그램
Quiet	조용한 환경에서 소리를 들을 수 있는 특수 프로그램
Comfort	시끄러운 환경에서 소리를 들을 수 있는 특수 프로그램
Transport	자동차, 열차 등의 소음이 나는 상황에서 소리를 들을 때
Impact	깨끗하고 선명한 사운드를 선호하는 경우 이 프로그램을 사용
Urban	소리 레벨이 바뀌는 상황(수퍼마켓, 소음이 많은 작업장 또는 그와 유사한 장소)에서 소리를 들을 때
Party	동시에 많은 사람이 말을 하는 상황에서 소리를 들을 때

프로그램	용도
Social	가족 식사 등 소규모 모임에 참석 중일 경우 이 프로그램을 사용
Music	음악 청취용
특수 프로그램	용도
Zen	긴장을 풀어주는 배경음이 연출될 수 있는 음색이나 소음을 재생합니다. 자세한 내용은 "Zen 프로그램"을 참조하십시오.
Phone	이 프로그램은 전화 통화를 할 수 있도록 고안된 것입니다.
스마트튠글 프로그램	용도
Zen+	이 프로그램은 Zen과 비슷하지만 다양한 유형의 톤이나 소음을 리모컨(RC-DEX 또는 앱)을 통해 들을 수 있게 해 줍니다.

프로그램 목록에 있는 이름은 기본 이름입니다. 구입처에서 미리 선택된 목록에 있는 다른 프로그램 이름을 선택할 수도 있습니다. 그러면 각 청취 환경에 적합한 프로그램을 더욱 쉽게 선택할 수 있습니다.

청력 상실 정도에 따라 청력 관리 전문가가 선행 주파수 전위 기능을 활성화할 수 있습니다. 이 기능이 도움이 될 수 있는지 구입처에 물어보십시오.

시간이 지나면서 요구 및 선호 사항이 바뀔 경우, 구입처에서 프로그램 선택을 쉽게 변경할 수 있습니다.

Zen 프로그램

보청기에 Zen이라는 고유한 옵션 청취 프로그램이 내장된 경우도 있습니다. 이 프로그램은 음악(때로는 웅웅 거리는 소음)을 배경음으로 들려 줍니다.



소음이 감소하거나, 소음 내성이 생기거나, 말이 또렷하게 들리지 않거나, 이명 현상이 악화된 경우 청력 관리 전문가에게 문의하십시오.



Zen 프로그램을 사용할 경우 대화를 포함한 일상적인 소리를 청취하는 데 방해가 될 수 있습니다. 그와 같은 소리를 듣는 능력이 중요한 경우에는 이 프로그램을 사용하지 말아야 합니다. 그런 상황에서는 보청기를 비 Zen 프로그램으로 전환하십시오.

신호음

신호음이 필요하지 않으면 구입처에 신호음을 해제해 달라고 요청하십시오.

프로그램 신호음

보청기는 특정 프로그램이 활성화되거나 프로그램이 변경될 때 소리를 재생하여 알려줍니다. 이러한 소리는 청력 관리 전문가가 보청기를 어떻게 피팅했는지에 따라 EasyVoice(음성 메시지) 또는 EasyTones(신호음)일 수 있습니다.

프로그램 1 메시지 또는 짧은 신호음 1회

프로그램 2 메시지 또는 짧은 신호음 2회

프로그램 3 메시지 또는 짧은 신호음 3회

프로그램 4 메시지 또는 긴 신호음 1회 및 짧은 신호음 1회

프로그램 5 메시지 또는 긴 신호음 1회 및 짧은 신호음 2회

푸시 버튼 신호음

이 기능은 청력 관리 전문가와 상의하여 비활성화할 수 있습니다.

푸시 버튼 동작

피드백 유형

피드백 설명

볼륨 조절

신호음

- 기본 소리 레벨에 도달하면 이중 신호음이 울립니다
- 최대 설정값이나 최소 설정값에 도달하면 일정한 음이 울립니다
- 볼륨을 조절할 때 마다 신호음이 울립니다

프로그램 전환

음성 메시지 또는 신호음

다른 프로그램으로 전환하면 보청기는 기본 볼륨 설정으로 복귀합니다.

푸시 버튼 동작	피드백 유형	피드백 설명
켜기	음성 후음	메시지 또는 신
끄기	음성 후음	메시지 또는 신

한쪽 보청기 분실

청력 관리 전문가는 보청기에서 반대쪽 귀의 보청기와 연결이 끊길 때마다 알려주는 기능을 설정할 수 있습니다. 음성 메시지가 들립니다.

소리 및 프로그램 조정

MOJO 앱

MOJO 앱으로 스마트폰을 MOJO 보청기에 연결하여 소리를 스트리밍하고 보청기의 기능을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 보청기에서 청취 환경을 맞춤 설정하고 프로그램을 변경하며 소리를 조정하거나 음소거할 수 있습니다.

리모컨

리모컨이 있다면 필요와 기호에 따라 프로그램을 변경하거나 소리를 수동으로 조절하여 더 편안하게 하거나 가청도를 높일 수도 있습니다. 작동 방식에 대한 자세한 내용은 구입처에 문의하십시오.

양쪽 보청기용 푸시 버튼

두 개의 보청기가 있는 경우, 구입처에서 이 푸시 버튼을 세 가지 방법으로 프로그래밍할 수 있습니다.

1. 프로그램 버튼 및 On/Off 스위치

기능	스위치 끄기	스위치 켜기
프로그램을 변경하려면, 왼쪽 또는 오른쪽 보청기의 버튼을 누릅니다	각 보청기의 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다	각 보청기의 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다

2. 소리 조절 버튼 및 On/Off 스위치

기능	스위치 끄기	스위치 켜기
가청도와 볼륨을 높으려면: 오른쪽 보청기의 버튼을 누릅니다	오른쪽 보청기의 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다	오른쪽 보청기의 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다
더 편안하고 낮은 볼륨으로 설정하려면: 왼쪽 보청기의 버튼을 누릅니다	왼쪽 보청기의 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다	왼쪽 보청기의 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다

3. 전용 On/Off 스위치

스위치 끄기

각 보청기의 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다

스위치 켜기

각 보청기의 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다

단일 보청기용 푸시 버튼

보청기가 하나만 있는 경우, 구입처에서 이 푸시 버튼을 두 가지 방법으로 프로그래밍할 수 있습니다.

1. 프로그램 버튼 및 On/Off 스위치

기능

스위치 끄기

스위치 켜기

프로그램을 변경하려
면 보청기의 버튼을
누릅니다

보청기의 버튼을 몇
초간 길게 누릅니다

보청기의 버튼을 몇
초간 길게 누릅니다

2. 전용 On/Off 스위치

스위치 끄기

보청기의 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다

스위치 켜기

보청기의 버튼을 몇 초간 길게 누릅니다

보청기로 스마트폰 사용하기



스마트폰을 사용할 때는 스마트폰의 마이크가 입에 가까이 오도록 앞쪽에서 잡습니다. 이렇게 하면 통화 중에 최고의 사운드를 느끼실 수 있습니다.

스마트폰과 페어링

블루투스를 통해 스마트폰과 연결

보청기와 스마트폰을 페어링하려면 보청기를 다시 시작해야 합니다. 다음과 같이 하십시오.

1. 보청기를 다시 시작합니다.
2. 보청기를 스마트폰 가까이 두고 MOJO 앱의 지시에 따릅니다.
3. 이제 보청기와 스마트폰을 사용할 수 있습니다.

주의사항

보청기는 다시 시작한 후 3분 동안만 페어링 모드가 유지됩니다. 제시간에 페어링하지 않으면 다시 시작해야 할 수 있습니다.

보청기를 앱에 연결하는 방법

보청기를 스마트폰과 (설정 메뉴를 이용하여) 페어링한 후 MOJO 앱을 열면 보청기에 자동으로 연결됩니다.

블루투스 연결을 끄는 방법

MOJO 앱의 추가 메뉴로 이동한 다음 "보청기 블루투스"를 선택하여 블루투스 연결을 끕니다. 보청기가 다시 시작되면 블루투스 통신이 다시 연결됩니다.

스마트폰 호환성

호환 스마트폰, 태블릿 등의 목록을 다음 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

www.coselgi.com.

청소

보청기를 매일 청소하면 보청기 효율성이 높아지며 더 편안하게 착용할 수 있습니다.



부드럽고 마른 천으로 보청기를 닦아줍니다.
마이크로폰 입구가 막혀 있으면 구입처에 문의하십시오.


마이크로폰에 먼지나 이물질이 있으면 입으로 가볍게 불거나 부드러운 천으로 닦아냅니다.

보청기가 젖거나 땀을 심하게 흘린 경우 보청기를 신속하게 말리십시오.

이어셋을 청소하는 방법에 대한 내용은 이어셋 매뉴얼을 참조하십시오.

도구

보청기와 함께 다음 청소 도구가 제공됩니다.



1. 천
2. 이어셋 브러쉬
3. 이어셋용 긴 귀지 제거용 도구
4. 이어셋용 짧은 귀지 제거용 도구

귀지 방지 마개

귀지 방지 마개는 이어팁 뒤에 있는 수신기의 개구부에 있는 필터이며, 귀지로부터 수신기를 보호하는 데 도움이 됩니다. 반드시 제품 구입 시 함께 제공된 귀지 방지 마개를 사용하십시오.

귀지 방지 마개를 교체하는 자세한 방법은 이어셋 매뉴얼을 참조하십시오.

액세서리

보청기와 함께 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 이 액세서리를 사용하는 것이 도움이 되는지 확인하려면, 구입처로 문의하십시오.

명칭	용도
RC-DEX	리모컨
TV-DEX	TV 및 오디오 청취용
PHONE-DEX 2*	유선 전화용
FM+DEX	오디오 및 FM 신호 스트리밍용
COM-DEX	블루투스®를 통해 휴대폰 및 기타 기기에 무선으로 연결
COM-DEX Remote Mic	난청 상황에서 보청기 사용자들의 청취에 도움을 제공
TV 재생	다이렉트 TV 스트리밍용
WPT102	MRR2D 보청기용 충전기
MOJO 앱	스마트폰을 이용해 보청기 제어

*일부 국가에서만 이용할 수 있습니다.

문제 해결

다음은 보청기가 작동을 멈추거나 예상대로 작동하지 않는 경우 해야 할 일에 대한 조언입니다. 문제가 계속될 경우 구입처에 문의하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
보청기에서 아무 소리도 나지 않습니다	보청기가 켜져 있지 않습니다.	푸시 버튼을 누르거나 보청기를 10초 동안 충전기에 끼운 후 다시 빼내면 보청기가 켜집니다
	보청기가 충전되지 않았습니다	보청기를 충전기로 충전합니다
보청기는 충전되고 켜져 있지만 아무 소리도 나지 않습니다	귀지 방지 마개가 귀지로 인해 막혔습니다.	이어와이어/튜브에서 이어팁을 제거합니다. 귀지 방지 마개에 귀지가 쌓였을 경우 귀지 방지 마개를 교체합니다. 자세한 내용은 이어셋 매뉴얼을 참조하십시오. 구입처에 문의하셔도 됩니다
보청기 볼륨이 충분히 높지 않습니다	귀가 귀지로 막혔습니다	의사에게 문의하십시오

문제	가능한 원인	해결 방법
	귀지 방지 마개가 귀지로 인해 막혔습니다.	이어와이어/튜브에서 이어팁을 제거합니다. 귀지 방지 마개에 귀지가 쌓였을 경우 귀지 방지 마개를 교체합니다. 자세한 내용은 이어셋 매뉴얼을 참조하십시오. 구입처에 문의하셔도 됩니다
	청력에 변화가 있을 수 있습니다	구입처/의사에게 문의하십시오
보청기에서 계속 뽀뽀거리는 소리가 들립니다	귀가 귀지로 막혔습니다	의사에게 문의하십시오
	이어셋이 제 위치에 있지 않습니다	“보청기 착용 및 분리”를 참조하십시오
양쪽 보청기가 동시에 작동하지 않습니다	보청기 사이의 연결이 끊겼습니다	두 보청기의 전원을 껐다가 다시 켜십시오
액세서리의 볼륨 또는 프로그램을 변경해도 두 보청기가 반응하지 않습니다	송신 범위를 벗어나서 액세서리를 사용했습니다	액세서리를 보청기 근처로 옮기십시오

문제

가능한 원인 해결 방법

강한 전자기 간섭이 발생한 곳에서
섭이 있습니다 멀리 옮기십시오

액세서리와 보 구입처에서 액세서리와 보청
청기가 일치하 기와 일치되었는지 확인하십
지 않았습니다 시오

주의사항

이 정보는 보청기에만 해당됩니다. 이어셋에 대한 정보는 사용설명서를 참조하십시오. 문제가 계속될 경우 구입처에 문의하여 도움을 받으십시오.

항공기 여행

보청기와 충전기는 기내 수하물과 위탁 수하물 중 어느 쪽으로도 허용됩니다.

앱을 사용하여 보청기의 블루투스 연결을 꺼야 합니다. 보청기가 휴대폰에 연결되어 있지 않은 한 보청기의 2.4GHz 무선 송신기에서 전파가 송신될 위험은 없습니다.

법률 정보

FCC 및 ISED 문구

FCC ID: TTY-MRR2D

IC: 5676B-MRR2D

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio

or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Coselgi A/S could void the user's authority to operate the equipment.

ISED 선언문 / Déclaration d'ISED

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôle environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

EU 지침

2014/53/EU 지침

Coselgi A/S은(는) 본 MRR2D이 2014/53/EU 규정의 필수 요구사항 및 기타 관련 규정을 준수함을 선언합니다. MRR2D에는 다음에서 작동하는 무선 트랜스미터가 포함되어 있습니다. 10.6 MHz, $-54 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ @10 m, 2.4 GHz, 0.9 mW EIRP.

2014/53/EU에 따른 적합성 선언문 사본은 다음에서 찾아볼 수 있습니다.

www.coselgi.com/doc

무선 성능이 저하될 위험을 방지하려면 본 장치를 다른 무선 통신 장비와 25cm(10인치) 이상 거리를 뒹야 합니다.



N26346

폐기 관련 정보

보청기, 보청기 액세서리 및 충전기를 가정의 일반 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오.

보청기, 보청기 액세서리 및 충전기는 폐 전기/전자 장비를 폐기하도록 마련된 장소에 폐기하거나 구입처에 보내어 안전하게 폐기해야 합니다.

기호

의료 기기 라벨(라벨/IFU/등등)에서 Coselgi A/S01(가) 공통적으로 사용하는 기호

기호 제목/설명



제조업체

이 제품을 생산한 제조사의 이름과 주소가 기호 옆에 명시되어 있습니다. 해당되는 경우, 제조일도 명시됩니다.



카탈로그 번호

제품의 카탈로그(물품) 번호입니다.



사용설명서 참조

사용 지침에는 주의해야 할 중요한 사항(경고 및 주의)이 포함되어 있으므로, 제품을 사용하기 전에 반드시 이를 읽고 숙지해야 합니다.



경고

경고 기호가 표시된 내용은 제품을 사용하기 전에 읽어야 합니다.



WEEE 마크

"일반 폐기물로 폐기하지 말 것". 제품을 폐기해야 하는 경우, 존재하는 위험 물질이 환경이나 사람의 건강에 해를 미칠 위험을 방지하기 위해 지정된 재활용 및 회수용 수거 장소로 보내야 합니다.

기호 **제목/설명**



CE 마크

이 제품은 유럽 CE 마크 표시 지침에 설명된 요구사항을 준수합니다.




RCM 마크

이 제품은 오스트레일리아 또는 뉴질랜드 시장으로 공급되는 제품에 대한 전기 안전, EMC 및 무선 스펙트럼 규제 요건을 준수합니다.



전원 켜기/끄기

전원에 연결되었는지 또는 끊겼는지를 나타냅니다.



Coselgi A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark

www.coselgi.com



매뉴얼 번호:
9 514 0591 015 01
발행:
2021-05

