

WIDEX CLEAR™ 330

STAY IN SYNC WITH LIFE



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING



LA NATURE
NOUS A DONNÉ
DEUX OREILLES
CONÇUES POUR
TRAVAILLER
ENSEMBLE





UN MONDE DE **SONS NATURELS**

Les nouvelles aides auditives CLEAR330 de Widex fonctionnent sans fil. Elles communiquent jusqu'à 21 fois par secondes l'une avec l'autre.

Toutes les fonctionnalités de CLEAR330 sont réglées instantanément et automatiquement en fonction de votre environnement d'écoute. Vous entendrez toujours clairement, que les sons soient faibles ou forts.

Si vous vous trouvez dans un environnement bruyant, au milieu d'une foule ou d'une fête par exemple, CLEAR330 vous permettra d'entendre distinctement la personne qui parle dans le bruit de fond.

Lorsqu'elle est associée à un de nos accessoires sans fil, l'aide auditive CLEAR330 simplifie certaines situations d'écoute compliquées, comme regarder la télévision, écouter de la musique ou utiliser un téléphone portable.

CLEAR330 vous rapproche d'un monde de sons naturels.

LES MODÈLES ET LES COULEURS

La gamme des modèles WIDEX CLEAR™330 comprend quatre contours d'oreille et deux appareils intra-auriculaires.

Votre audioprothésiste vous aidera à choisir le modèle qui palliera au mieux votre surdité.



Tous les contours d'oreilles sont disponibles en six couleurs standard.

Couleurs standard



Beige chaud



Noir de minuit



Bronze soyeux



Gris titan



Brun
cappuccino



Gris argent

Deux de nos quatre modèles de contours d'oreilles existent en huit autres jolies couleurs !

Couleurs supplémentaires



Or été



Rose flashy



Brun cuivré



Citron vert



Blanc perle



Rouge sportif



Bleu
métallique



Turquoise
méditerranéen



« CLEAR330 est un très bon appareil. Je profite de la vie comme d'habitude. Il n'y a pas de distorsion ou quoi que ce soit. »

(Utilisateur, 70 ans)

UNE ECOUTE **FACILE** - NATURELLEMENT

Pour les personnes appareillées, distinguer la parole du bruit représente un véritable défi. Au cours d'une journée, vous êtes amené(e) à vous déplacer d'un environnement sonore à un autre, et êtes constamment confronté(e) à divers niveaux de bruit, comprenant des sons faibles et des sons forts.


Dans ces situations bruyantes, CLEAR330 vous aide à **mieux comprendre la parole.**

Elle peut également vous aider à **localiser les sons provenant de toute direction.**

Restez synchro

Etant donné que les aides auditives CLEAR330 communiquent l'une avec l'autre, et qu'elles le font sans délai, tout réglage du volume ou tout changement de programme dans une des aides auditives sera reproduit dans l'autre.

Accéder à un son naturel devient très simple.



« Cette aide auditive est très agréable car elle ne siffle pas. »

(Utilisateur, 70 ans)

UN SON CLAIR ET **NATUREL**

Le son naturel que vous entendez avec CLEAR330 est d'une qualité extrêmement élevée, et les sons gênants sont traités afin de garantir un son clair et agréable.

Un bruit court et soudain, comme le tintement de la vaisselle ou le claquement d'une porte, peut être extrêmement désagréable pour la personne appareillée. CLEAR330 peut détecter ce type de sons et l'atténuer.

CLEAR330 gère également sans problème les effets Larsen ou les sifflements. Les aides auditives s'informent mutuellement de tout effet Larsen potentiel et garantissent que celui-ci est supprimé dans chacune des oreilles.

LA LIBERTE DE CHOISIR

Avec CLEAR330 vous êtes libre de choisir plusieurs fonctionnalités de pointe, toutes conçues pour vous aider à mieux profiter d'un son naturel.

- **Un programme spécial de relaxation** et de tonalités, appelé ZEN IE, joue des sons harmoniques aléatoires qui peuvent vous aider à vous relaxer. Ce programme peut également vous aider à **gérer les effets des acouphènes**.
- Grâce à la fonctionnalité TELEPHONE+, vous pourrez **recevoir des appels téléphoniques depuis une ligne fixe ou depuis un téléphone portable** en temps réel dans chaque aide auditive.*
- Vous **saurez toujours quel est le programme sélectionné**, ou si la pile est épuisée, étant donné que CLEAR330 vous en informera à l'aide de messages ou de bips.

*Dépend du modèle



“ Mes acouphènes sont moins présents. Le programme Zen m’aide vraiment. C’est une invention géniale !”

(Utilisatrice, 64 ans)

UNE SOLUTION D'ÉCOUTE COMPLETE

Lorsque vous associez CLEAR330 à nos appareils auxiliaires d'écoute DEX, vous pouvez regarder la télévision, écouter de la musique ou utiliser votre téléphone portable, le tout sans fil.

Avec le TV-DEX, un son stéréo de très grande qualité est directement transmis de votre télévision (ou lecteur de musique) à votre aide auditive. Entre chaque recharge de la pile, vous pourrez **apprécier un son ininterrompu** pendant dix heures, sans délai ni écho.

Vous pourrez également désactiver provisoirement le microphone de votre aide auditive et percevoir uniquement le son de la télévision, empêchant tous les bruits de fond inutiles d'interférer avec votre programme de télévision préféré.



Avec le M-DEX, vos aides auditives peuvent faire office d'écouteur sans fil et vous pouvez vous **connecter directement à votre téléphone portable**. Vous pourrez ainsi parler et entendre directement les conversations téléphoniques.

Le M-DEX possède également une fonctionnalité unique que nous appelons « Pièce arrêt » et qui permet d'éteindre temporairement les microphones de l'aide auditive, afin que vous puissiez vous concentrer sur la conversation sans être dérangé(e) par les sons environnants.

La RC-DEX est une **radiocommande simple à utiliser** qui vous permet de contrôler facilement les fonctionnalités de votre aide auditive, comme le volume ou le changement de programme. La RC-DEX est suffisamment petite pour être attachée à un anneau de porte-clefs.

« C'est plus facile pour moi de parler au téléphone car je ne dois pas enlever mes aides auditives lorsque je reçois un appel sur mon téléphone portable. »

(Utilisatrice, 69 ans)

WIDEX CLEAR™ 330

STAY IN SYNC WITH LIFE

CHEZ WIDEX, NOUS SAVONS PERTINEMMENT QUE PALLIER UNE SURDITÉ EST COMPLEXE. CHAQUE CAS EST **PARTICULIER** ET CHAQUE SOLUTION PROPOSÉE **UNIQUE**.

EN FOCALISANT SUR LA TECHNOLOGIE, LE DESIGN ET L'ENVIRONNEMENT, NOUS NOUS EFFORÇONS DE TROUVER NON SEULEMENT LA BONNE SOLUTION, MAIS AUSSI LA **SOLUTION LA PLUS NATURELLE POSSIBLE**.

WIDEX, WIDEX CLEAR330 et DEX
sont des marques déposées de WIDEX A/S

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING



Printed by KLS/2011-05
9 502 2176 003 #01

