



En choisissant les aides auditives Widex, vous choisissez des produits fabriqués dans une entreprise à laquelle a été décerné le label WindMade. WindMade est le premier label consommateur international identifiant les entreprises qui ont recours à l'énergie éolienne.



WIDEX et DEX sont des marques déposées de Widex A/S.



Printed by FB/2012-04  
9 502 2415 003 #01

Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø

# FM+DEX

COMPACT ET SIMPLE À UTILISER



1. FM
2. Audio
3. Télébobine
4. Volume
5. Marche/Arrêt
6. Bouton-poussoir



FM+DEX

# FM+DEX

POUR UNE TRANSMISSION  
TOUT EN SOUPLESSE



**DEX™**

UN MONDE SANS FIL



# UN NOUVEAU MONDE SONORE **SANS FIL**

Les nouveaux systèmes auxiliaires d'aide à l'écoute DEX™ de Widex vous permettent de profiter d'un tout nouveau monde sonore.

Ils facilitent la communication entre vos aides auditives et votre radiocommande, poste de télévision, téléphone portable et fixe, ou encore système FM.

## **FM+DEX**

Le FM+DEX est un appareil de transmission de grande qualité spécifiquement conçu pour les aides auditives.

Il convertit les signaux provenant d'un récepteur FM, d'une télébobine ou d'une entrée Line In et les transmet à vos aides auditives Widex sans fil.

Compact et facile à utiliser, son bouton-poussoir permet de sélectionner un programme et de changer le volume en toute simplicité.

Sa pile rechargeable vous offre jusqu'à dix heures de transmission.

FM+DEX possède également une fonctionnalité optionnelle qui permet de verrouiller le programme et le volume. Il propose également une solution de maintien spécialement adaptée aux enfants.

Le FM+DEX est idéal dans un grand nombre de situations ; salle de classe, réunions, conférences et concerts.



