

T-DEX

POUR TELEPHONE PORTABLE BLUETOOTH



1. Interrupteur Marche/Arrêt, Touche Répondre
2. Touche du volume +/- (hausse/baisse)
3. Prise boucle inductive
4. Prise écouteurs
5. Indicateur Bluetooth, pile et niveau du volume

WWW.WIDEX.COM



Printed by FB/2012-01
9 502 2498 003 #01



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

T-DEX

POUR TELEPHONE PORTABLE BLUETOOTH



DEX[™]
A WIRELESS WORLD

UN NOUVEAU MONDE **SONORE** **SANS FIL**

Les nouveaux systèmes auxiliaires d'aide à l'écoute DEX™ de Widex vous permettent de profiter d'un tout nouveau monde sonore.

Ils facilitent la communication entre vos aides auditives et votre radiocommande, votre poste de télévision, votre téléphone portable ou votre téléphone fixe.

T-DEX

Le T-DEX est une boucle inductive mains-libres sans fil, compatible avec toutes les aides auditives munies d'une bobine téléphonique. Cela vous permet de vous connecter facilement aux téléphones portables Bluetooth.

Il suffit de placer le T-DEX autour de votre cou, puis de l'activer lorsque votre téléphone sonne. Le son est transmis sans fil à vos aides auditives, ce qui vous permet d'entendre et de dialoguer directement. Pour répondre à un appel ou pour y mettre fin, une simple pression de touche suffit.

Etant donné qu'il amplifie le son de votre téléphone portable, le T-DEX est parfait en situations particulièrement bruyantes. Son fonctionnement en écoute mains-libres vous permet de parler facilement au téléphone tout en conduisant par exemple.

Le T-DEX est livré avec une pile rechargeable intégrée et un cordon de recharge.

