

# WIDEX SUPER™

L'AUDITION EN TOUTE PUISSANCE



# WIDEX **SUPER**

## **Envoie le son là où il doit être envoyé, dans votre oreille**

WIDEX SUPER™ est une aide auditive surpuissante à écouteur déporté pour les personnes présentant une perte d'audition sévère à profonde. Elle vous apporte de la puissance tout en étant confortable. Elle vous permet d'entendre clairement et naturellement la parole, sans distorsion.

Elle vous aide également à déterminer d'où proviennent les sons\* et vous permet d'accéder à des sons qui autrement seraient inaudibles.

## **Une expérience d'écoute réelle**

Avec WIDEX SUPER, vous aurez une expérience d'écoute réelle. Pouvoir entendre la parole et les conversations est bien entendu primordial, mais afin d'obtenir une image sonore complète, vous devez également pouvoir entendre tous les autres sons, qu'il s'agisse de sons environnementaux ou des bruits de fond.

## **Ce que WIDEX SUPER vous offre**

Une petite aide auditive élégante et résistante aux intempéries, qui vous offre confort et clarté, tout en donnant de la puissance à votre audition.

# LES COULEURS



(074)  
Noir de minuit  
Gris anthracite



(071)  
Brun cappuccino  
Brun



(021)  
Beige chaud  
Brun



(081)  
Bronze soyeux  
Brun



(073)  
Gris titan  
Gris anthracite



(072)  
Gris argent  
Gris anthracite



(572)  
Gris argent  
Noir

# COMMENT EST **LE SON** ?

Pour de nombreuses personnes présentant une perte auditive sévère à profonde, le simple fait de déterminer la provenance d'un son, par exemple si une personne s'approche par devant ou par derrière, n'est pas possible.

SUPER est la première aide auditive de ce type à permettre d'identifier la provenance des sons et à les amplifier dans la gamme de fréquences où votre audition est la meilleure. Autrement dit, la prochaine fois que vous serez au volant de votre voiture par exemple, vous pourrez mieux entendre ce que disent les personnes assises sur la banquette arrière.

## **Entendre plus**

Davantage de puissance ne signifie pas toujours une meilleure audition. C'est pourquoi avec SUPER, nous avons concentré tous nos efforts sur l'audibilité, ce qui vous permet d'accéder à des sons que vous n'avez peut-être jamais entendus. SUPER possède par exemple la fonctionnalité de transposition fréquentielle. Il s'agit d'une technologie unique à Widex qui déplace les sons de fréquences aiguës, comme le chant des oiseaux et les voix d'enfants, vers des zones fréquentielles audibles.





“Le son de la voix de ma fille est plus naturel et moins nasillard qu’avant.”

# A QUOI **RESSEMBLE**-T-ELLE ?

Nouveau  
système  
WeatherCover  
(avec nano-  
protection)

Contrôle  
du volume

Bouton de sélection  
des programmes  
avec VOYANT  
LUMINEUX



Télébobine

Ecouteur  
déporté  
dans l'oreille  
(RITE)

Pile de taille  
675



**où** PEUT-ELLE VOUS  
AIDER ?





## **En tous lieux et par tous les temps**

Si vous dépendez de vos aides auditives, il est capital que vous puissiez les porter dans toutes les situations. SUPER est conçue pour résister aux intempéries, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser toute la journée, quel que soit le lieu ou le temps.

Les microphones à l'intérieur de l'aide auditive sont également protégés contre l'humidité et le bruit du vent.

## **Au téléphone**

Le programme Téléphone+ vous permet d'entendre aisément une conversation téléphonique directement dans vos aides auditives. Etant donné que vos conversations sont transmises sans fil, la qualité du son est nettement meilleure.

## **Dans la salle de classe**

Il existe aussi un modèle SUPER doté d'un récepteur FM, afin que vous puissiez facilement l'utiliser dans des lieux tels que des salles de classe ou lorsque vous participez à une conférence.

## **A tout moment, sans interruption**

En plus d'être une aide auditive de petite taille, SUPER possède une pile longue durée permettant de profiter de davantage de puissance pendant trois semaines. Vous n'aurez pas à craindre que votre audition soit interrompue.

# SUPER EST PARFAITE DANS DE NOMBREUSES SITUATIONS D'ÉCOUTE

Situations d'écoute	SUPER440	SUPER220
En tête à tête	●●●●●	●●●●●
Télévision	●●●●●	●●●●●
Téléphone	●●●●●	●●●●○
Voiture	●●●●●	●●●●○
Extérieur	●●●●●	●●●○○
Salle de classe/ Conférence	●●●●●	●●●●●
Théâtre/Concerts	●●●●●	●●○○○
Réunion	●●●●●	●●●○○
Restaurant	●●●●●	●●○○○
Activités sociales	●●●●●	●●○○○



VSD



VS

Toutes les aides  
auditives SUPER  
sont compatibles  
avec notre gamme  
d'appareils auxiliaires  
d'aide à l'écoute  
DEX.



En choisissant les aides auditives Widex, vous optez pour des produits fabriqués dans une entreprise à laquelle a été décerné le label WindMade. WindMade est le premier label consommateur international identifiant les entreprises qui ont recours à l'énergie éolienne



WIDEX et SUPER sont des marques déposées de Widex A/S.



Printed by FB/2012-10  
9 502 2929 003 #01

Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge

[WWW.WIDEX.FR](http://WWW.WIDEX.FR)

**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING