


UNI-DEX

LA AYUDA AUDITIVA SENCILLA Y FÁCIL DE USAR



1. Pulsador/tecla responder llamada
2. Tecla Desconexión acústica
3. Cordón
4. Micrófono
5. Indicador de carga
6. Conector para cargador
7. Enchufe jack



Cuando eliges audífonos Widex, eliges los productos de una empresa que ha recibido la certificación WindMade. WindMade es la primera etiqueta para el consumidor que identifica a las empresas que utilizan energía eólica.

WWW.WIDEX.COM



WIDEX y DEX son marcas registradas de Widex A/S.



Printed by KLS/2014-05
9 502 3613 004 #01

Widex A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lyngø

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

UNI-DEX

PARA UNA CONEXIÓN FÁCIL Y RÁPIDA CON
TELÉFONOS MÓVILES



DEX[™]
A WIRELESS WORLD

SOLUCIONES INALÁMBRICAS **PENSADAS PARA EL USUARIO**

Las nuevas ayudas auditivas DEX™ de Widex te permiten beneficiarte de un mundo de sonidos completamente nuevo.

Facilitan la comunicación entre tus audífonos, tus controles remotos, tu televisor, tu móvil o teléfono fijo.

LA AYUDA AUDITIVA UNI-DEX

La ayuda auditiva UNI-DEX es una solución del tipo “enchufar y usar” **que se lleva al cuello** y que permite el uso fácil de los teléfonos móviles.

El micrófono integrado de la ayuda auditiva permite **su uso como unidad “manos libres”** mientras hablas por el móvil o por Skype con tu ordenador o tableta.

Si te molesta el ruido de fondo, puedes utilizar la **función Desconexión acústica** que te permite apagar temporalmente los micrófonos del audífono para que puedas concentrarte en mantener tu conversación.

También puedes utilizar tu UNI-DEX con tu reproductor favorito de música.

La ayuda UNI-DEX es **fácil de usar**. Lo único que tienes que hacer es conectar el cable a tu móvil o reproductor de audio y colgarte tu UNI-DEX al cuello. La transmisión se inicia automáticamente.

La larga duración de su batería significa que puede transmitir hasta **40 horas**. Además, solo necesitas una hora para recargar la batería.

