



Indem Sie Hörsysteme von Widex wählen, entscheiden Sie sich für die Produkte eines WindMade-zertifizierten Unternehmens. WindMade ist das erste globale Verbraucher-Label, das Unternehmen auszeichnet, die Windenergie nutzen.



WIDEX und EASYWEAR sind Marken der Widex A/S.



Printed by KLS/2014-04
9 502 3636 002 #01

Widex A/S, Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø

WWW.WIDEX.PRO

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

DER BEWEIS

Wir glauben, dass unsere Hörer- und Otoplastiklösung die beste der Branche ist, und unsere Tests bestätigen uns darin. Wenn Sie sich ein Bild von den Tests machen und die detaillierten Ergebnisse einsehen möchten, können Sie dies auf www.hearingreview.com tun.

Weitere Informationen über WIDEX EASYWEAR finden Sie auch auf www.widex.pro/easywear – zum Beispiel über die mit EASYWEAR kompatiblen Hörsystem-Modelle, die große Auswahl an Hörerzuleitungslängen und Hörergrößen u.v.m.

EASYWEAR – die perfekte Lösung, die perfekte Passform.





WIDEX **EASYWEAR**™

THE UNSEEN REVOLUTION

EINE
ERPROBTE
LÖSUNG



DIE **HERAUSFORDERUNG**

Für viele Hörsystem-Träger werden die Vorteile des überragenden Klangs von RIC/RITE-Hörsystemen durch teilweises oder komplettes Herausrutschen des Ohrstücks und fehlenden Komfort abgeschwächt. Der lose Sitz des Ohrstücks ist auf die Bewegungen des Kiefers zurückzuführen und hat zur Folge, dass der Nutzer häufig das Bedürfnis verspürt, den Hörer zurück in den Gehörgang zu schieben,

Ein weiteres Problem ist der unästhetische Abstand zwischen der Hörerzuleitung und dem Kopf, der dadurch entsteht, dass die Verbindung von Hörgerät und Hörer herkömmlicherweise über eine Hörerzuleitung erfolgt, die der Form des Gehörgangs keine Rechnung trägt.

Wir haben über 200 Hörgeräte-Akustiker befragt und dabei erfahren, dass mehr als 30 Prozent der Hörsystem-Träger Probleme mit Herausrutschen und/oder einem unschönen Abstand der Hörerzuleitung zum Kopf haben. Diese Probleme kosten den Hörgeräte-Akustiker viel Zeit und führen zu Unzufriedenheit beim Kunden.

DIE EASYWEAR **LÖSUNG**

Als Reaktion auf diese Unannehmlichkeiten hat Widex eine einzigartige Hörer- und Otoplastiklösung entwickelt: EASYWEAR. Das zum Patent angemeldete Design ermöglicht eine bessere Passform und Stabilität im Gehörgang und ist kosmetisch ansprechender als die herkömmlichen Lösungen. EASYWEAR folgt den Konturen des Ohres und löst dadurch sowohl das Problem des Herausrutschens als auch das der unschönen Führung der Hörerzuleitung.

Wir haben EASYWEAR mit ausgewählten Hörgeräte-Akustikern und Hörsystem-Trägern getestet, und die Ergebnisse waren überwältigend positiv.




DIE ZAHLEN*

Bei den Testpersonen (Hörsystem-Trägern) wurde das Verrutschen des Ohrstücks über eine Zeitspanne von drei Tagen mit **EASYWEAR von 15 Mal auf 2 Mal reduziert**.

Im Durchschnitt konnte das Verrutschen von 5 Mal auf **weniger als 1 Mal am Tag** verringert werden.

Auf einer Skala von 0 bis 10 **bewerteten die Nutzer die Verringerung des Herausrutschens mit EASYWEAR mit 8,7**. Dagegen wurden andere RIC-Lösungen von den Nutzern in Bezug auf das Herausrutschen nur mit 6,0 bewertet.



*Sweetow, R.W. et al. (2014): A Solution for Lateral Migration and Cosmetic Gaps in RIC

Auf einer Skala von 0 bis 10 bewerteten Hörgeräte-Akustiker das Aussehen von EASYWEAR mit 9,1. Zum Vergleich bewerteten sie andere RIC-Lösungen hier nur mit 6,3.

Auf einer Skala von 0 bis 10 bewerteten Hörsystem-Träger das Aussehen von EASYWEAR mit 8,7.

