

# COM-DEX

RESTEZ CONNECTÉ. À TOUT MOMENT.

Un véritable appareil mains libres pour une diffusion de grande qualité du son d'un téléphone portable aux aides auditives. Peut être associé à l'application COM-DEX pour un contrôle pratique du volume de l'aide auditive, de la directivité du son et des réglages des programmes.

## FONCTIONNALITÉS

- Véritable communication en mode mains libres
- Compatible avec tout téléphone portable
- Transmet le son depuis tout appareil Bluetooth
- Disponible en trois couleurs élégantes
- 8 heures de temps de transmission
- 8 jours en veille/temps de contrôle\*
- Tour de cou en matériau agréable
- Contrôle de vos aides auditives via une application



\* 12 heures par jour

# TV-DEX

POUR L'ÉCOUTE DE LA TÉLÉVISION



De la taille de la main, TV-DEX est un appareil auxiliaire d'aide à l'écoute sans fil et facile à utiliser, conçu pour apprécier le son provenant d'un téléviseur ou d'un système audio. Entre chaque recharge, TV-DEX permet d'écouter un son stéréo ou Hi-Fi pendant 10 heures, sans interruption.

## FONCTIONNALITÉS

- Signal audio de qualité Hi-Fi
- Retard imperceptible "EchoFree™"
- Entrées provenant de la télévision et des systèmes Hi-Fi
- Bouton de coupure des microphones
- Autonomie de 10 heures sans interruption
- Rechargeable dans la TV-Base

# PHONE-DEX

POUR UNE UTILISATION SIMPLE DU TÉLÉPHONE FIXE\*



Un téléphone tout usage et sans fil, qui transmet un son d'une très grande clarté directement dans vos aides auditives. Offre une expérience sonore unique à l'utilisateur, sans transmetteur et sans programme pour télébobe. Fonctionne également comme un téléphone traditionnel.

## FONCTIONNALITÉS

- Portée jusqu'à 300 mètres
- Annuaire téléphonique pouvant contenir 20 numéros
- 100 heures d'autonomie en veille
- 10 heures d'appels sur pile
- Peut également être utilisé comme un téléphone standard, utilisable par toute la famille

\* Disponible en UE et Amérique du Nord uniquement

# CALL-DEX

POUR UNE TRANSMISSION DISCRÈTE DEPUIS LES TÉLÉPHONES PORTABLES



Un appareil ultra-compact qui transmet les conversations de votre téléphone portable à vos aides auditives. Il suffit tout simplement de brancher CALL-DEX sur la prise jack du téléphone et il sera prêt à être utilisé. A une autonomie de 80 heures et est compatible avec la plupart des téléphones portables.

## FONCTIONNALITÉS

- Se connecte à tous les téléphones portables avec une sortie jack de 3,5 mm
- Transmet automatiquement
- Pas de boutons
- Une transmission constante jusqu'à 80 heures
- En mode veille jusqu'à 3 semaines
- Petit et simple à utiliser

# UNI-DEX

POUR UNE UTILISATION PLUG AND PLAY DES TÉLÉPHONES PORTABLES



UNI-DEX est une solution plug and play qui se porte autour du cou et qui permet d'utiliser facilement les téléphones portables. Le microphone intégré de UNI-DEX vous permet de parler tout en gardant les mains libres lorsque vous êtes en communication sur votre téléphone portable ou sur Skype depuis votre PC ou votre tablette.

## FONCTIONNALITÉS

- Se connecte à tous les appareils avec une sortie jack de 3,5 mm
- Transmet automatiquement
- Microphone intégré pour parler tout en gardant les mains libres
- Autonomie de la pile de 40 heures en transmission
- Recharge de la pile en 1 heure
- Bouton de coupure des microphones

# FM+DEX

POUR UNE TRANSMISSION TOUT EN SOUPLESSE



Un appareil de transmission de haute qualité, petit et discret, conçu spécialement pour les aides auditives sans fil. Dispose de trois fonctions : FM, télébobe et entrée audio, ce qui offre une grande souplesse à l'utilisateur. Fonctionnement simple grâce à un bouton-poussoir.

## FONCTIONNALITÉS

- Un appareil flexible pour transmission FM
- Petit et simple à utiliser
- Portée de l'antenne jusqu'à 30 m
- Pile avec une autonomie de 10 heures

# RC-DEX

VOTRE RADIOCOMMANDE



Une radiocommande élégante, compacte et facile à utiliser, qui offre aux utilisateurs un meilleur contrôle de certaines fonctionnalités de l'aide auditive. Permet d'ajuster le volume et de passer rapidement et discrètement d'un programme à un autre. Suffisamment petite pour être attachée à un anneau de porte-clés. Un interrupteur de verrouillage empêche que la radiocommande soit activée accidentellement.

## FONCTIONNALITÉS

- Changement de programme
- Contrôle du volume
- Fixation pour porte-clés
- Durée de vie de la pile d'environ 12 mois
- Interrupteur de verrouillage

# LES PRODUITS DEX

COMPATIBILITÉ	COM-DEX	CALL-DEX	UNI-DEX	FM+DEX	RC-DEX	TV-DEX	PHONE-DEX
UNIQUE	●	●	●	●	●	●	●
DREAM*	●	●	●	●	●	●	●
CLEAR	●		●	●	●	●	●
SUPER	●		●	●	●	●	●
WidexLink	●	●	●	●	●	●	●
Bobine téléphonique				●			
Bluetooth	●						
Télévision						●	
Audio	●		●	●		●	
Téléphone portable	●	●	●				
Téléphone fixe							●
Respectueux des normes de sécurité				●			
Compatible avec d'autres systèmes FM				●			

\* pas compatible avec DREAM CIC micro.





**DEX™**  
A WIRELESS WORLD

# LES PRODUITS DEX

TOUT UN MONDE SONORE SANS FIL



## LA SÉRIE **DEX**

Les accessoires de communication DEX™ de Widex permettent aux personnes appareillées de rester connectées à **tout un monde sonore**.

Grâce à ces accessoires, elles peuvent se connecter rapidement et immédiatement aux radiocommandes, aux téléviseurs, aux systèmes audio personnels, aux tablettes et plus encore.

Qu'il s'agisse de musique, d'appels téléphoniques, de téléviseurs ou de radiocommandes, vous trouverez **un DEX pour chaque situation**.



**WIDEX®**  
HIGH DEFINITION HEARING

WWW.WIDEX.COM

Widex A/S, Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø

Google Play est une marque déposée de Google Inc.

Apple et le logo Apple sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

WIDEX et DEX sont des marques déposées de Widex A/S.


Imprimé par KLS/2015-09, 9 502 3987 003 #01



9 502 398 700308



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C022833  
www.fsc.org



## RESTEZ CONNECTÉ AVEC WIDEXLINK™

Les accessoires de communication DEX possèdent notre technologie unique sans fil, WidexLink.

Elle permet une communication immédiate entre les aides auditives, une connexion directe aux appareils audio externes, et une coordination et une synchronisation des données entre les deux aides auditives.

WidexLink est conçu spécifiquement pour les exigences des aides auditives et des appareils DEX. Cette technologie utilise moins d'énergie, est extrêmement rapide, sans délai ou interruption du son.

