

WIDEX PRO LINK™



主な機能

PRO LINK でフィッティングを簡単に

- 安定した通信
- COMPASS GPS のワイヤレスフィッティング
- 直感的で使いやすい

PRO LINK は、プロ仕様の機器です。

技術的仕様

部品

ネックループ (75cm),
 ロング ネックループ (85cm)
 PRO LINKにペアリングされたBluetooth アダプタ
 充電台
 電源
 マイクロ USBケーブル

通信

Bluetooth:	見通しの良いところで10m
WidexLink:	ワイヤレス 10.6 MHz Inductive Near-field
マイクロ USB:	主な役割: 充電 第2の役割: パソコンへのデータ通信 (Bluetoothがない場合)

動作条件

動作湿度:	< 90 % RH
動作温度:	+5° C to +40° C
保存温度:	-10° C to +50° C
ワイヤレス	WidexLink 10.6 MHz Bluetooth 2.4 GHz
アンテナタイプ	誘導的ネックループアンテナ Bluetooth アンテナ
放射	Max. -54 dBμA/m @ 10.6 MHz at 10 m すべての関連法律に従って Max. 2.2 mW EIRP @ 2.4 GHz Bluetooth および 2.4 GHz の法律に従って
対応	ワイデックス ワイヤレス補聴器
想定使用年数	5 年間



Made for iPad (5th generation), iPad mini 4, iPad Air 2. "Made for iPad" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPad, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPad may affect wireless performance. iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

PRO LINK

電池

電池タイプ:	リチウムイオン ポリマー, 充電式: 3.7 V / 1.0 Wh
電池寿命:	連続使用で約8時間
充電時間:	3時間

仕様

大きさ:	82/40/15 mm (l/w/h)
重さ:	40 グラム (ネックループ含む)
色:	グレー

外観

1. 中央 LED
2. ネックループ コネクタ
3. LED 左補聴器
4. LED 右補聴器
5. プッシュボタン (オン・オフ、ペアリング)
6. マイクロUSBポート (充電)
7. リセット ピンホール
8. Bluetooth アダプタ - LED
9. ペアリングボタン

