

COM-DEX

HOLDER DEG TILKOBLET. ALLTID



En helt trådløs enhet som streamer høykvalitetslyd fra mobiltelefon til høreapparatene. Kan kombineres med COM-DEX-app for enkel kontroll av høreapparatvolum, lydretning og programinnstillinger.



EGENSKAPER

- Ekte håndfri kommunikasjon
- Kompatibel med de fleste mobiltelefoner
- Stream lyd fra alle Bluetooth-enheter
- Fås i tre stilige farger
- 8 timers streamingtid
- 8 dager standby/kontrolltid*
- Komfortabel halsnor i stoff
- Kontroller høreapparatene via COM-DEX-appen

* 12 timer per dag

COM-DEX REMOTE MIC

HØR DETALJENE I SAMTALEN



COM-DEX Remote Mic er et stilig tillegg til COM-DEX-løsningen og er løsningen i krevende en-til-en-situasjoner der tydelig tale er viktig.

EGENSKAPER

- Kobles trådløst via COM-DEX til alle trådløse Widex-høreapparater
- Praktisk ståklips for enkelt feste
- Slå av/på mikrofonen direkte på COM-DEX Remote Mic-knappen
- Mikrofonen kan også styres ved hjelp av COM-DEX-appen
- Opptil 8 timer streamingtid

WIDEX TV PLAY™

HELT ENKELT EN TV-LYD SOM DU ALDRI HAR HØRT FØR



Fremragende ytelse med diskret design. Enkelt å konfigurere og kompatibel med WIDEX 2.4 GHz høreapparater. Gir direkte, stabil stereostreaming inn i ørene. Bare trykk PLAY og nyt opplevelsen.

EGENSKAPER

- Gå aldri glipp av viktige TV-øyeblikk!
- Maksimal streamingstabilitet
- Enestående lyd
- Prisløst design

TV-DEX

FOR ØKT TV OPPLEVELSE



Et brukervennlig hørselsteknisk hjelpemiddel på størrelse med en håndflate. Trådløst og lagd for at du skal kunne glede deg over TV og lyd. Spill av opptil 10 timer uavbrutt stereo-TV eller hifi-lyd mellom hver lading.

EGENSKAPER

- Høykvalitetslyd
- «Echo-Free™» med ultralav forsinkelse
- Inngang for både TV og hi-fi-systemer
- Støydempingsfunksjon
- 10 timers kontinuerlig kapasitet
- Oppladbar ved hjelp av TV-basen

CALL-DEX

FOR DISKRÉ STREAMING FRA MOBILTELEFONEN



En ultrakompakt enhet for direkte streaming av samtaler fra mobiltelefoner til høreapparater. CALL-DEX settes ganske enkelt inn i telefonens jack-plugg og er klar til bruk. Kan streame opp til 80 timer og er kompatibel med de fleste mobiltelefoner.

EGENSKAPER

- Kan kobles til alle mobiltelefoner med 3,5 mm standardutgang
- Streamer automatisk
- Ingen knapper
- Konstant streaming i opptil 80 timer
- Standby i opptil 3 uker
- Liten og enkel å håndtere

UNI-DEX

FOR «PLUG & PLAY»-BRUK AV MOBILTELEFONEN



UNI-DEX er en "plug & play"-løsning som bæres rundt halsen og gjør det enkelt å bruke mobiltelefon. Den innebygde mikrofonen i UNI-DEX gjør at brukerne kan snakke håndfritt når du bruker mobil eller Skype via PC eller nettbrett.

EGENSKAPER

- Kan kobles til alle enheter med 3,5 mm standardutgang
- Streamer automatisk
- Innebygd mikrofon for håndfri tale
- Batterilevetid 40 timer ved streaming
- Batteriet lades på 1 time
- Støydempingsfunksjon

OVERSIKT TILBEHØR

KOMPATIBILITET	TV PLAY***	TV-DEX	COM-DEX/ COM-DEX REMOTE MIC**	CALL-DEX	UNI-DEX	FM+DEX	RC-DEX
EVOKE*	●	●	●	●	●	●	●
BEYOND/BEYOND Z		●	●	●	●	●	●
UNIQUE*		●	●	●	●	●	●
DREAM*		●	●	●	●	●	●
SUPER		●	●		●	●	●
WidexLink		●	●	●	●	●	●
Teleslynge						●	
Bluetooth			●				
TV	●	●					
Lyd		●	●		●	●	
Mobiltelefon			●	●	●		
Fasttelefon							
Barnesikring						●	
Kompatibel med andre FM-systemer						●	

* ikke kompatibel med CIC micro. ** COM-DEX ekstern mikrofon fungerer bare med COM-DEX. *** kun EVOKE F2

FM+DEX

FOR FLEKSIBEL STREAMING



En liten og diskret streamingenhet av høy kvalitet som er utviklet spesielt for trådløse høreapparater. Har tre funksjoner: FM, teleslynge og audioinngang, noe som gir brukerne stor fleksibilitet. Kan enkelt betjenes med én knapp.

EGENSKAPER

- En fleksibel enhet for FM-streaming
- Liten og enkel å håndtere
- Antennens rekkevidde er opptil 30 meter
- 10 timers batterikapasitet

RC-DEX

FJERNKONTROLLEN DIN



En elegant, kompakt og brukervennlig fjernkontroll som gir brukeren bedre kontroll over bestemte høreapparatfunksjoner. Brukere kan justere volum og bytte mellom programmer raskt og diskret. Så liten at den kan festes på en nøkkelring. En låsebryter hindrer at fjernkontrollen blir aktivert ved et uhell.

EGENSKAPER

- Programveksling
- Volum opp/ned
- Nøkkelringfeste
- C.a. 12 måneder batterilevetid
- Låsebryter



OVERSIKT TILBEHØR

EN VERDEN AV TRÅDLØS LYD

WIDEX-TILBEHØR

Med tilbehøret fra Widex kan høreapparatbrukere koble seg til en **hel verden av lyd**.


Enkelt og kjøpt kan de koble til fjernkontroller, TV, personlige lydsystemer, nettbrett og mye mer.

Enten det er snakk om musikk, telefonsamtaler, TV eller fjernkontroller, så finnes det **Widex-tilbehør for enhver situasjon**.



WIDEX
HIGH DEFINITION HEARING

WWW.WIDEX.COM

 Widex A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lynge

Google Play er et varemerke for Google Inc.


Apple Inc. er et varemerke for Apple Inc. i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Widex, DEX og TV PLAY er varemerker for WIDEX A/S.

Trykt av Rosensdahl's a/s /2018-10, 9 502 4891 011 #01

5 70 6069 78 1539



HOLD KONTAKTEN MED WIDEXLINK™

Kjernen i kommunikasjonstilbehøret er vår unike trådløse teknologi, WidexLink.

Med denne teknologien oppnår du øyeblikkelig kommunikasjon mellom høreapparat, direkte tilkobling til eksterne enheter og koordinering og synkronisering av data mellom to høreapparater.

WidexLink er utviklet spesielt for høreapparater og fungerer med de fleste typer Widex-tilbehør. Det bruker mindre strøm, er ekstremt raskt og sikrer at det ikke er forsinkelser eller bortfall av lyd.

