

COM-DEX

ELLER SERBEST İLETİŞİM



Cep telefonundan işitme cihazına yüksek kalitede ses aktarımı sağlayan gerçek bir eller-serbest ürünü. İşitme cihazının ses ayarı, yönü ve program ayarları için COM-DEX uygulamasıyla birlikte kullanılabilir.



ÖZELLİKLER

- Eller-serbest iletişim
- Tüm cep telefonları ile uyumlu
- Bluetooth özellikli tüm cihazlardan ses aktarımı
- 3 renk seçeneği
- 8 saat kesintisiz aktarım
- 8 gün bekleme süresi*
- Konforlu kumaş boyun askısı
- COM-DEX app ile birlikte işitme cihazınızı yönetir

*Günde 12 saat

COM-DEX

KABLOSUZ MİKROFON
KONUŞMA AYRINTILARINI KAÇIRMAYIN



COM-DEX Kablosuz Mikrofon, COM-DEX çözümünün zarif bir yardımcısı ve iletişim netliğinin önemli olduğu zorlu birebir konuşmalarınız için hayati bir çözümdür.

ÖZELLİKLER

- COM-DEX ile kablosuz özellikli tüm Widex işitme cihazlarına bağlanır
- Kolay kullanım için yaka klipsi
- Mikrofon COM-DEX uygulaması üzerinden de kontrol edilebilir
- COM-DEX üzerindeki "Kablosuz Mikrofon" düğmesi ile sesi açılır/kapatılır
- 8 saate varan ses aktarma süresi

WIDEX TV PLAY™

TELEVİZYON KEYFİNİZİN ZİRVESİ



Şık tasarım ve olağanüstü ses performansının birleşimi. Kurulumu kolay ve WIDEX 2.4 GHz işitme cihazlarıyla uyumlu. Kulaklarınıza doğrudan ve istikrarlı stereo ses aktarımı sağlar. Çalıştırın ve bu eşsiz keyfi deneyimleyin.

ÖZELLİKLER

- TV'deki önemli anları artık asla kaçırmayacaksınız
- İstikrarlı stereo ses aktarımı
- Olağanüstü ses kalitesi
- Ödüllü tasarım

TV-DEX

TELEVİZYON KEYFİNİZ İÇİN



Avuç içi büyüklüğündeki, kullanıcı dostu dinlemeye yardımcı bu cihaz, TV'nin ve ses sistemlerinin keyfini çıkarmanız için tasarlanmıştır. Kesintisiz 10 saatlik pil ömrü ile TV'den ve ses sistemlerinden yüksek kaliteli ses aktarımı sağlar.

ÖZELLİKLER

- Yüksek kalitede ses
- "EchoFree" ile ekstra düşük gecikme
- TV ve ses sistemleri ile uyumlu
- Oda Sesini Kapat özelliği
- 10 saate varan kesintisiz aktarım
- TV baz yuvasında şarj olma özelliği

CALL-DEX

CEP TELEFONLARINDAN SORUNSUZ AKTARIM İÇİN



Cep telefonundaki konuşmaları işitme cihazına aktaran ultra kompakt bir yardımcı. CALL-DEX'i telefonun ses çıkışı yuvasına takmanız yeterli. 80 saate varan aktarım yapabilir ve neredeyse tüm cep telefonları ile uyumludur.

ÖZELLİKLER

- 80 saate varan aktarım süresi
- 3 haftaya kadar bekleme süresi
- Küçük ve kullanımı kolay
- 3.5mm ses çıkışı ile tüm cep telefonlarına bağlanabilir
- Aktarım otomatik olarak başlar
- Tuş yok
- 80 saate varan aktarım süresi
- 3 haftaya kadar bekleme süresi
- Küçük ve kullanımı kolay

UNI-DEX

CEP TELEFONLARINDA TAK-ÇALIŞTIR KULLANIM



UNI-DEX boyuna takılan ve cep telefonları kullanımı için tak-kullan kolaylığı sağlayan bir cihazdır. İçindeki mikrofon sayesinde bir tablette yada bilgisayarda Skype ya da telefon kullanırken eller-serbest konuşma imkanı sağlar.

ÖZELLİKLER

- Tüm cihazlara 3.5 mm'lik bir aparat aracılığı ile bağlanır
- Otomatik olarak aktarım sağlar
- Eller serbest konuşma imkanı
- 40 saatlik ses aktarım pil ömrü
- Pil şarj olma süresi 1 saat
- Oda Sesini Kapat özelliği

FM+DEX

ESNEK SES AKTARIMI



Özellikle kablosuz işitme cihazları için tasarlanmış, küçük ve şık olan bu cihaz yüksek kalitede ses akışı sağlar. 3 fonksiyonu vardır: FM, telekoil ve ses hattı. Bu özellikler sayesinde kullanıcılara mükemmel bir esneklik ve iki konumlu düğmesi ile de kolay kullanım sağlar.

ÖZELLİKLER

- FM ses aktarımı için kullanışlı ve esnek bir cihaz
- Küçük ve taşınması kolay
- 30 metre kapsamlı anten
- 10 saate varan pil ömrü

RC-DEX

SİZİN KUMANDANIZ



Seçilmiş işitme cihazı fonksiyonlarının daha iyi kontrol imkanı sunan kompakt ve şık tasarıma sahip olan bu cihaz bir kullanıcı dostudur. Kolaylıkla ses ayarı yapma ve programlar arasında geçiş yapma imkanı sunar. Bir anahtarlığa sabitlenebilecek kadar küçüktür. Kilit düğmesi cihazın istenmeden aktif edilmesini engeller.

ÖZELLİKLER

- Program düğmesi
- Ses açma/kapama
- Anahtarlık özelliği
- Ortalama 12 aylık pil ömrü
- Kilit düğmesi

GENEL BAKIŞ VE UYUMLULUKLAR

UYUMLULUK	TV PLAY***	TV-DEX	COM-DEX/ COM-DEX REMOTE MIC**	CALL-DEX	UNI-DEX	FM+DEX	RC-DEX
EVOKE*	●	●	●	●	●	●	●
BEYOND/BEYOND Z		●	●	●	●	●	●
UNIQUE*		●	●	●	●	●	●
DREAM*		●	●	●	●	●	●
SUPER		●	●		●	●	●

WidexLink		●	●	●	●	●	●
Telecoil						●	
Bluetooth			●				

TV	●	●					
Ses sistemleri		●	●		●	●	
Cep telefonu			●	●	●		
Sabit telefon							
Darbeye dayanıklılık						●	
Diğer FM sistemleri ile uyumluluk						●	

*DEX cihazlar CIC micro uyumlu değildir. COM-DEX/COM-DEX Kablosuz Mikrofon DREAM/DAILY 9 model cihazlarla uyumlu değildir.

Sadece COM-DEX ile birlikte çalışır * Sadece EVOKE F2 modeli.



AKSESUARLARA GENEL BAKIŞ

KABLOSUZ SES AKTARIMI DÜNYASI

WIDEX AKSESUARLARI

Widex'in iletişim aksesuarları, işitme cihazı kullanıcılarına eşsiz bir ses dünyası sunar.

Kullanıcıların uzaktan kumandalara, TV'lere, kişisel ses sistemlerine, tablet ve benzerlerine hızlıca ve kolayca bağlanmalarını sağlar.


İster müzik, telefon çağrıları, TV veya uzaktan kumanda olsun, her durum için bir Widex aksesuarı vardır.



WIDEX
HIGH DEFINITION HEARING

WWW.WIDEX.COM.TR

 Widex A/S, Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø



5 70 6069 783599



 MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C068122
www.fsc.org

Basım yeri ROS/2018-09, 9 502 4891 029 #01
Widex, DEX ve TV PLAY WIDEX A/S, tescilli markalardır.

Apple ve Apple logosu, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı
Apple Inc. tescilli markalardır. App Store bir Apple Inc.
hizmetidir.

Google Play bir Google Inc. tescilli markasıdır



WIDEXLINK™ İLE BAĞLI KALIN

Aksesuarlarımızın temelinde eşsiz kablosuz bağlantı teknolojimiz WidexLink vardır.

Bu teknoloji, işitme cihazları arasında anlık iletişim, harici ses kaynaklarına direkt bağlantı ve ilk işitme cihazı arasında veri senkronizasyonu imkanı sunar.

WidexLink, işitme cihazları ve iletişim aksesuarlarımızın gereksinimleri için özel olarak tasarlanmıştır. Daha az pil tüketir, çok daha hızlıdır ve ses aktarımlarında gecikme veya kesilmelere sebebiyet vermez.