


## Mojo MINI RIC RECARGABLE (AURICULAR RIC M V.2)

Pérdidas de audición de mínimas a severas  
M7/M6/M5/M4/M3



Rango de adaptación



Características principales	M7	M6	M5	M4	M3
Canales de procesamiento y readaptación	15	12	10	6	6
Optimización del sonido in situ	•	•	•	•	•
Gestor del nivel de experiencia	•	•	•	•	•
Programas	5	4	3	3	3
Canales de direccionalidad adaptativa automática	15	12	10	6	6
Control del volumen II*	•	•	•	•	•
Botón pulsador programable**	•	•	•	•	•
Rechazo del ruido ambiental II	•	•	•	•	•
Reducción del ruido	•	•	•	•	•
Registro de preferencias	•	•	•	•	•
ZEN conectado	•	•	•	•	•
Transposición lineal de la frecuencia	•	•	•	•	•
Tecnología de situación acústica	11 (Conectado)	7 (Conectado)	4	3	
Rechazo de ruidos repentinos II	•	•	•		
Direccionalidad adaptativa automática	•	•	•		
Enfatizador del habla II	II/Conectado	Conectado			
Efecto de oído real	•	•			
Control del ruido del viento II	•				
Potenciador de alta frecuencia	•				
<b>Conectividad</b>					
Control de 2,4 GHz (iOS y Android)	•	•	•	•	•
Transmisión de audio de 2,4 GHz (iOS)	•	•	•	•	•
Compatibilidad con las ayudas auditivas DEX	•	•	•	•	•
<b>Accesorios</b>					
App Mojo	•	•	•	•	•
Aplicación de control remoto acústico	•	•	•	•	•
Aplicación COM-DEX	•	•	•	•	•

\* Con DEX y aplicación \*\* Programable: Control del volumen II, cambio de programa o una combinación de ambos

### Colores


114/Rubio miel, 115/Castaño, 118/Negro tecnológico, 119/Gris plata, 120/Marrón dorado, 121/Gris titanio, 123/Beis otoñal

**DATOS TÉCNICOS**


		<b>SIMULADOR DE OÍDO</b> IEC 60118-0:1983, + A1:1994	<b>ACOPLADOR 2CC</b> IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Pico Promedio	122 dB SPL 128 dB SPL 120 dB SPL	113 dB SPL 117 dB SPL 114 dB SPL
Salida acústica (Entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz Pico Promedio	107 dB SPL 114 dB SPL 100 dB SPL	98 dB SPL 103 dB SPL 97 dB SPL
Ganancia completa (Entrada de 50 dB SPL)	1600 Hz Pico Promedio	67 dB SPL 69 dB SPL 64 dB SPL	58 dB SPL 61 dB SPL 57 dB SPL
Rango de frecuencia acústica		100 Hz - 10 000 Hz	100 Hz - 9200 Hz
Distorsión armónica (Entrada de 70 dB SPL)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ruido de entrada equivalente		19 dB SPL	20 dB SPL
Consumo de la batería (en reposo)		1,18 mA	1,18 mA
Consumo de la batería		1,25 mA	1,28 mA
Horas/Duración de la batería (tipo 312 Zn-Aire, 170 mAh)*		40 h	40 h
Inmunidad a teléfonos móviles (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -29/-26/-8 dB SPL	U-rating: M4

\* La duración de la batería en situaciones reales depende, entre otras cosas, de las funciones del audífono que se utilicen, la duración de la transmisión y la calidad de la batería utilizada.


**SALIDA MÁX., SIMULADOR DE OÍDO**



**SALIDA MÁX., ACOPLADOR 2CC**



**SALIDA, SIMULADOR DE OÍDO**



**SALIDA, ACOPLADOR 2CC**

