


Mojo CIC TR

Déficiences auditives minimales à moyennes
M7/M6/M5/M4/M3/M2/M1



Plage d'application



Fonctionnalités clés	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1
Canaux de traitement et de réglage fin	15	12	10	6	6	4	4
Optimisation du son in-situ	•	•	•	•	•	•	•
Gestionnaire du niveau d'expérience	•	•	•	•	•	•	Manuel
Programmes*	5	4	3	3	3	3	3
Canaux de directivité adaptative automatique	15	12	10	6	6	4	Avant/Omni
Réjection des bruits ambiants II	•	•	•	•	•	•	•
Réducteur du bruit	•	•	•	•	•	Minimum	Minimum
Registre des préférences	•	•	•	•	•	•	•
Lié pour ZEN	•	•	•	•	•	•	
Contrôle du volume II*	•	•	•	•	•	•	
Transposition de la fréquence linéaire	•	•	•	•	•		
Technologie de la situation acoustique	11 (Liée)	7 (Liée)	4	3			
Réjection des sons impulsionnels II	•	•	•				
Mise en évidence de la parole II	II/Liée	Liée					
Boost des hautes fréquences	•						
Connectivité							
Compatibilité avec les appareils auxiliaires d'aide à l'écoute DEX	•	•	•	•	•	•	
Accessoires							
Application pour télécommande acoustique	•	•	•	•	•	•	
Application COM-DEX	•	•	•	•	•	•	
*Via DEX ou application							
Couleurs							
025/Beige clair, 028/Brun argile							

DONNÉES TECHNIQUES


SIMULATEUR D'OREILLE

COUPLEUR 2CC


		IEC 60118-0:1983, + A1:1994	IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Crête Moyenne	109 dB SPL 118 dB SPL 109 dB SPL	100 dB SPL 107 dB SPL 101 dB SPL
Sortie acoustique (Entrée 60 dB SPL)	1600 Hz Crête Moyenne	94 dB SPL 103 dB SPL 90 dB SPL	84 dB SPL 91 dB SPL 84 dB SPL
Gain total (Entrée 50 dB SPL)	1600 Hz Crête Moyenne	58 dB SPL 60 dB SPL 57 dB SPL	49 dB SPL 53 dB SPL 49 dB SPL
Gamme de fréquence acoustique		100 Hz - 10 000 Hz	100 Hz - 8600 Hz
Distorsion harmonique (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Bruit équivalent à l'entrée		26 dB SPL	26 dB SPL
Courant de la pile (en veille)		0,93 mA	0,93 mA
Courant de la pile		0,95 mA	0,97 mA
Autonomie de la pile / heures (Type Zinc Air 10, 100 mAh)*		105 h	105 h
Immunité face aux interférences provenant des téléphones portables (CEI 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL : -38/-31/-26 dB SPL	U-rating : M4

*La durée de vie de la pile en situations réelles dépend entre autres des fonctionnalités utilisées, du temps de streaming et de la qualité de la pile utilisée.


SORTIE MAXIMUM - SIMULATEUR D'OREILLE



SORTIE MAXIMUM - COUPLEUR 2CC



SORTIE - SIMULATEUR D'OREILLE



SORTIE - COUPLEUR 2CC

